



物理规格

尺寸 (D x W x H):

360: 26.4 x 30 x 22.8 in
(67 x 76 x 58 cm)

480S: 26.4 x 36 x 22.8 in
(67 x 91 x 58 cm)

720: 26.4 x 50.4 x 22.8 in
(67 x 128 x 58 cm)

重量:

360: 121 lbs / 55 kg

480S: 143 lbs / 65 kg

720: 176 lbs / 80 kg

电源要求:

100-120 V 或 220-240 V;
50/60Hz; 在 100-120 Vac 时最大
4A, 在 220-240 Vac 时最大 2A

包括:

全自动染色仪、玻片架 (每种仪器数量不同)、带条码小瓶的试剂架 (每种仪器数量不同)、PC 计算机、19 英寸平板显示器、Zebra 试剂和玻片标签条码打印机、通用电源临时备用电源、彩色喷墨打印机、一个冲洗缓冲液输入装置和一个去离子水输入装置、分别放置危险和非危险废料的容器、废料/散装液体容器、四个十升的大瓶、清洁套件;刷子和用于自动清洁的试剂、用于冲洗玻片的缓冲液冲洗瓶以及其他物品、USB 和电源线 (包括所有必需的线缆)、光盘中的电子手册。

全自动染色仪 360、480S 和 720

在一个看似细微的决定都可能会产生巨大影响,且检测质量至关重要的行业中,我们很高兴地了解到,Eprehda 拥有在整个免疫组化 (IHC) 领域内全球广泛使用的一系列快速、准确、经济高效的解决方案。

我们的 IHC 系列解决方案结合了 IHC 领域最知名品牌 (Labvision) 的知识和经验,并得到服务科学全球领导者的鼎力支持。

给患者带来最大利益

- 标准化和精确的抗原修复,再加上可靠的染色装置,确保您要求的检测可以根据高质量标准进行染色
- 双条码确保每个玻片都能接收正确的试剂

更充分地利用时间

- 稳健、可靠的过程自动化让您将时间用于处理结果,而不是用在仪器问题的诊断上
- 玻片和试剂的条码简化了仪器的装载和编程过程
- 染色周转快意味着更高的通量,让您可以更快地返回患者样本检测结果

适应您的特定需求

- 借助自动脱蜡抗原修复仪和 Eprehda 自动染色机全自动染色仪进行流程的标准化,可产生一致的高质量结果
- 三种型号可进行任何仪器配置,以最好地适应全天的平均玻片量和峰值通量
- 开放平台让您可以充分利用灵活的方案设计,并考虑更具性价比的试剂包

节省资金、挽救生命

- 同时作为仪器和试剂的制造商,通过与我们直接合作,您可以获得最高的价值;同时,从单一来源获取病理实验室需要的所有解决方案,这种简便性也会让您受益匪浅

全自动染色仪 360

- 这种最紧凑的型号非常适合需要快速和连续工作流程的实验室

全自动染色仪 480S

- 具备 360 的所有优点, 但增加了玻片处理能力, 最多 48 张玻片和最多 49 个试剂小瓶

全自动染色仪 720

- 全自动染色仪 720 一次可处理多达 84 张玻片, 专为大批量应用而设计

描述	订单号
全自动染色仪 360	
220/240 V	A80500003
全自动染色仪 480S	
220/240 V	A80500007
全自动染色仪 720	
220/240 V	A80500009



自动染色机配件	数量	订单号
可条码化的全自动染色仪小瓶 12 mL	100 个小瓶	K00029
试剂小瓶条码标签	3000 个标签	A80510134
玻片标签 (耐溶剂, 无勒口)	2600 个标签	A80510164
玻片标签 (耐溶剂, 带勒口)	2500 个标签	A80510135
全自动染色仪操作手册	1 张光盘	A80510107-CD
自动脱蜡抗原修复仪泵套件	1 套	A80410030
全自动染色仪 480 试剂架	1 个支架	A80510138
2D 全自动染色仪小瓶储存架	1 个支架	S00140
自动脱蜡抗原修复仪槽和盖	1 个槽和盖	P00005A
全自动染色仪 480 & 自动脱蜡抗原修复仪		A80500027
全自动染色仪 360 & 自动脱蜡抗原修复仪		A80500023
全自动染色仪 720 & 自动脱蜡抗原修复仪		A80500029

您将需要:



抗体



检测系统