



流程高效 结果精确

来自 EpreDia 的 EasyFrost 载玻片和 EasyFrost 粘附型载玻片
采用耐腐蚀的磨砂边玻璃制成

标准实验室应用：

- 组织学
- 微生物学
- 血液学
- 尿液分析





EasyFrost 粘附型 显微镜载玻片

EasyFrost 粘附型显微镜载玻片具有正电荷涂层，可牢固吸附组织样本。该载玻片采用高透明白色玻璃制造，并在我们的上海生产基地根据高质量标准生产。

EasyFrost 显微镜载玻片

EasyFrost 显微镜载玻片采用耐腐蚀绿色玻璃制造，并在我们的上海生产基地根据高品质标准生产。该载玻片适用于常规的实验室应用。



- 所有载玻片均已预先清洁，并带有磨砂边，以使手感更平滑
- 耐腐蚀载玻片每盒 50 张
- 每张载玻片均具有白色磨砂边，易于标记
- 每盒均单独包装，可防潮防湿
- EasyFrost 粘附型载玻片具有粘附性涂层，适用于临床应用
- 可以选择截角，以减少割伤危险

EasyFrost 粘附型显微镜载玻片

- 白色磨砂端，25 x 75 x 1 mm，磨砂边 90°
- 50 张/盒，40 盒/箱 32550T
- 由高透明白色玻璃制成
- 白色磨砂端，25 x 75 x 1 mm，磨砂边 90°，截角
- 50 张/盒，40 盒/箱 8519W-ADC-4
- 采用高透明白色玻璃制造

EasyFrost 显微镜载玻片

- 白色磨砂端，25 x 75 x 1 mm，磨砂边 90°，截角
- 50 张/盒，40 盒/箱 8106W-4
- 采用耐腐蚀绿色玻璃制造

Epredia Laboratory Products Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd
T6-7, No. 5001 Huadong Road
Jianqiao, Shanghai, China
电话: +86 021 58307022
传真: +86 021 58307022
电子邮件: ep-sales.cn@epredia.com

请访问 epredia.com 了解更多信息

© 2020 Epredia Group. 保留所有权利。除非另行说明，否则所有商标均为 Epredia Group 及其子公司的财产。并非所有地区都可提供这些产品。请与您的 Epredia 销售代表联系以获取更多信息。M41058 R112020

 Enhancing precision
cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON   

