

独立耗材

适合
您实验室的
日常解决方案



为您实验室棘手的问题 提供新的解决方案

预装试剂瓶

可以轻松地将患者组织样本转移到各种尺寸的容器，其中预装了您首选的固定剂。

活检袋

网袋设计用于保护易碎的患者样本，以便在组织周围交换液体。

停尸房和尸检

Epredia 提供全系列有组织、独立、台式病理学工作站，用于进行巨检和样本切片。

组织标记染料

使用 Epredia 组织标记染料轻松标记组织的边缘，以便进行标准处理和冷冻切片。



样本和取材容器

样本和取材容器可方便地固定组织样本。设计为在保持完全强度时使用，且不应使用任何添加剂。由透明聚苯乙烯或透明聚丙烯制成。根据样本体积，预留 15 至 20 倍的固定液体积。以便携包和/或托盘包装。

描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific 预装试剂瓶		
10% NBF 20 mL 广口瓶	192 个/箱	59201
10% NBF 40 mL 广口瓶	96 个/箱	51401
10% NBF 40 mL 广口瓶	168 个/箱	59401
10% NBF 60 mL 广口瓶	96 个/箱	51601
10% NBF 60 mL 广口瓶	126 个/箱	59601
10% NBF 90 mL 广口瓶	100 瓶/箱	56901
10% NBF 90 mL 广口瓶	120 个/箱	59901
10% NBF 120 mL 广口瓶	90 个/箱	591201
10% NBF 120 mL 广口瓶	96 个/箱	511201
10% 锌福尔马林 20 mL 广口瓶	192 个/箱	59201ZF
10% 锌福尔马林 20 mL 广口瓶 (带前列腺套件 #59201)	192 个/箱	29012
10% 锌福尔马林 40 mL 广口瓶	168 个/箱	59401ZF
10% 锌福尔马林 60 mL 广口瓶	126 个/箱	59601ZF
10% 锌福尔马林 90 mL 广口瓶	120 个/箱	51901
10% 锌福尔马林 120 mL 广口瓶	90 个/箱	591201ZF
Richard-Allan Scientific 干燥容器		
干燥容器 20 mL	284 个/箱	59202
干燥容器 40 mL	216 个/箱	59402
干燥容器 60 mL	150 个/箱	59602
干燥容器 60 mL	150 个/箱	53602
干燥容器 90 mL	125 个/箱	59902
干燥容器 120 mL	100 瓶/箱	531202
干燥容器 120 mL	100 瓶/箱	591202

描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific Signature Series 容器		
10% NBF 20 mL 广口瓶	384 个/箱	56201
10% NBF 40 mL 广口瓶	216 个/箱	56401
10% NBF 60 mL 广口瓶	144 个/箱	56601
10% NBF 60 mL 广口瓶	150 个/箱	53601
10% NBF 90 mL 广口瓶	125 个/箱	53901
10% NBF 120 mL 广口瓶	75 个/箱	561201
10% NBF 120 mL 广口瓶	100 瓶/箱	531201
Shandon 容器		
Formal-Fixx 20 mL 广口瓶	180 个/箱	9990910
Formal-Fixx 60 mL 广口瓶	125 个/箱	9990914
Formal-Fixx 90 mL 广口瓶	125 个/箱	9990916
Formal-Fixx 120 mL 广口瓶	125 个/箱	9990918
Cytospin Collection Fluid 120 mL 广口瓶	125 个/箱	9990323
Glyo-Fixx™ 20 mL 广口瓶	180 个/箱	9990920
Glyo-Fixx 60 mL 广口瓶	125 个/箱	9990924
Glyo-Fixx 120 mL 广口瓶	125 个/箱	9990928
Mucolexx 120 mL 广口瓶	50 个/箱	9990375

活检袋

活检袋可通过减少小样本丢失的风险来保护珍贵的患者组织样本。活检袋可实现组织周围的最佳液体交换。

活检袋 - 蓝色

这些活检袋是蓝色单丝抗静电尼龙, 可提供出色的流体动力学特性, 并且由于是蓝色, 样本易于识别。

描述	数量	订单号
活检袋, 蓝色, 小号	1000 个/箱	6774010
活检袋, 蓝色, 中号	1000 个/箱	6774009
活检袋, 蓝色, 大号	500 个/箱	6774011
活检袋, 蓝色, 小号	200 个/箱	6774014
活检袋, 蓝色, 小号	500 个/箱	6774015
活检袋, 蓝色, 中号	200 个/箱	6774012
活检袋, 蓝色, 中号	500 个/箱	6774013

活检袋 - 白色

这些活检袋耐溶剂, 可实现组织周围的最佳液体交换。

描述	数量	订单号
活检袋, 白色, 小号	1000 个/箱	6774022
活检袋, 白色, 中号	1000 个/箱	6774019
活检袋, 白色, 大号	500 个/箱	6774024

活检袋 - 白色

这些活检袋具有易于捏开的开口, 可轻松插入样本, 同时仍可确保样本安全。活检袋包装方便, 由耐溶剂尼龙制成。

描述	数量	订单号
活检袋, 白色, 小号*	1000 个/箱	6774010W
活检袋, 白色, 小号*	200 个/箱	6774014W
活检袋, 白色, 中号	1000 个/箱	6774009W
活检袋, 白色, 中号	200 个/箱	6774012W
活检袋, 白色, 大号	500 个/箱	6774011W

*在欧洲、中东和非洲境内不可购买

活检袋 - 白色

这些活检袋是聚酯耐酸袋, 可在脱钙过程中使用。

描述	数量	订单号
活检袋, 白色, 中号, 耐酸性	250 个/箱	6774050
活检袋, 白色, 小号, 耐酸性	250 个/箱	6774051
活检袋, 白色, 大号, 耐酸性	250 个/箱	6774052



停尸房和尸检



过滤器

描述	数量	订单号
福尔马林中性过滤器	单件	9990612
Gemini AS/Excelsior AS Consul™活性炭过滤器/MY 过滤器	单件	9990610
整套 Grosslab™ Sr 过滤器 - 包括两个高锰酸钾过滤器和两个细颗粒过滤器	单件	9990850
整套 Grosslab Jr 过滤器 - 包括两个高锰酸钾过滤器和两个细颗粒过滤器	单件	1001618
Hyperclean™ 和 Excelsior AS Consul 活性炭过滤器	6 个/包	7411258
Hyperclean 2 活性炭过滤器	单件	9990615
Suresorb™ 解剖台垫, 22 x 20 in	50 个/箱	9834

锯子

描述	数量	订单号
Stryker 尸检锯, 110-120 V	单件	8128
Shandon 尸检锯, 110-120 V, 50/60 Hz, 1.5A, UL 未收录	单件	10000
Shandon 尸检锯, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.8A, UL 未收录	单件	10122
带一组粗、细锯片的骨锯	单件	1001797
Councilman 凿, 2 x 2.25 in, 7 in 长	单件	605
大截面锯片 (带轴)	单件	10003
大截面锯片 (无轴)	单件	1002100
尸检锯圆锯片, 2.5 英寸直径, 带轴	单件	10004

仅用于停尸房和尸检



镊和剪

描述	数量	订单号
直型软骨夹持钳, 5 in	单件	163
软骨夹持镊, 细尖弯曲, 5 in	单件	1631
显微解剖细夹持镊, 4.75 in	单件	3120019
Potts-Smith 换药夹持镊, 7 in, 优质	单件	1001592
管状闭合止血钳, 直型, 光滑的 钳口	单件	3120012
Mayo 解剖剪, 直型, 6.75 in, 优质	单件	78682
解剖剪, 直型钝头, 5.5 in	单件	28252
虹膜剪, 直型, 4.5 in, 优质	单件	731210



描述	数量	订单号
紧凑设计电子秤、完整套件、带 A/C 适配器和容器	单件	20031
电子秤, 无 A/C 适配器或容器	单件	B1000420
仪器整个箱子	单件	9996969
小解剖板, 软木, 12 x 16 x 0.75 in	单件	36119
大解剖板, 软木, 16 x 23 x 0.75 in	单件	361
橡胶尸检头枕, 黑色	单件	407
尸检缝合线, 4 oz x 300 yards (0.11 kg x 274 m)	单件	421
尸检针, 双弯型, 5 in	12 个/包	4111T
一次性, 1/2 HP, 120 V, 60 Hz, 1 Ph 轻型商用	单件	B1001205
Virchow 颅骨凿, 3.5 in	单件	607

仅用于停尸房和尸检

组织标记染料

Richard-Allan Scientific Mark-It 组织标记染料

Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ 组织标记染料用于标识组织边缘。

- 永久型染料, 在常规组织处理中保持其原有的色彩
- 可用于新鲜或经福尔马林固定的组织

用途包括:

- 标记手术边缘
- 标识大组织的序列片段, 以确保合适的方向和包埋
- 为莫氏手术样本保持适当的组织方向
- 标识同一包埋盒中的多片已处理的组织



Shandon 组织标记染料

Shandon 组织标记染料用于永久标记切除的手术样本的边缘, 以进行精确定向。

- 特别的结合色素均匀地覆盖在组织上, 而不会穿透组织表面
- 由于颜色与标准组织病理学染料不同, 因此不会干扰诊断解读
- 速干型, 易于使用; 降低了紧急冷冻切片中时间因素的影响

订购信息:

可单独提供或作为试剂盒提供 (包括以下各一瓶: 黑色、蓝色、黄色、红色和绿色; 50 支涂布棒; 储存底座)。



多聚赖氨酸溶液

- 多聚赖氨酸溶液的包装方便稀释

描述	订单号
Richard-Allan Scientific Mark-It 组织标记染料	5000
Shandon 组织标记染料	31201123