



HM525 NX 冷冻切片机

HM525 NX 冷冻切片机是一款高性能的冷冻切片机，设备具有可靠性、先进的人体工程学设计和直观的界面。

HM525 NX 冷冻切片机

紫外线消毒	可选
冷冻室温度 < -25 °C	✓
速冻温度	-55 °C
快速冷冻位点	Peltier 元件
自动即时除霜	✓
样本修块功能	✓
样本回缩	20 µm
切片厚度范围	1 - 500 µm
电动粗进	✓
Cryobar 制冷/(速冻)站	27(4)
触摸屏	✓


HM525 NX 冷冻切片机规格

重量	143 千克
尺寸 (长 x 宽 x 高)	64 x 76 x 115 厘米

订购信息

订购货号

HM525 NX (含窄刀片刀架)	
HM525 NX, 220-230 V	956650AC
HM525 NX (具备紫外线消毒功能, 含窄刀片刀架)	
HM525 NX UV, 220-230 V	956651AC



- A** 高效的高通量冷冻室具有 27 个样本冷冻位点
- B** 可选的紫外线消毒功能
- C** 宽敞的储物区域
- D** 轻巧的大手轮只需很小的力即可操作，减少了重复运动的不适感
- E** 人体工程学设计扶手



EpreDia艾普迪的完整冷冻切片解决方案

EpreDia艾普迪提供的刀片采用专用的PINK钢硬化技术精制而成，可延长使用寿命。专用的一次性宽窄刀片及独立刀架提高了切片的稳定性。

我们的染色试剂套装和封片胶专为冷冻组织切片而设计，能够帮助实验室快速从准备进行分析的组织样本中产出高质量切片。

可选购配件

产品描述	订购货号
HM525 NX 刀片和刀架	
EC70 刀片架	705630
EC 刀片架	705470
刀片	
MX35 Ultra 超优刀片，一次性窄刀片，50片/盒	3053835
HP35 Ultra 超优刀片，一次性宽刀片，50片/盒	3153735

如需了解更多信息，请联系 **EpreDia 艾普迪**

病理服务热线：400 101 8068

病理服务邮箱：ep-service.cn@epredia.com

ep-sales.cn@epredia.com

产品名称：冷冻切片机，沪浦械备20220095；禁忌内容或者注意事项详见说明书。

© 2023 EpreDia Group 版权所有。保留所有权利。

除非另有说明，否则所有商标均为 EpreDia艾普迪集团及其子公司的财产。

学术资料，仅供医学药学专业人士阅读。M45051 R0923

