



CryoStar NX50 冷冻切片机

CryoStar NX50 冷冻切片机

Cold-D 消毒	可选
全封闭切片机	✓
冷冻室温度 < -25 °C	✓
速冻温度	-57 °C
快速冷冻位点	Peltier 元件
自动即时除霜	✓
主动刀架制冷	✓
样本头温度控制	✓
真空抽吸	可选
样本修块	✓
样本回缩	20 μm
切片厚度范围	0.5 - 500 μm
电动粗进	✓
Cryobar 制冷/(速冻) 站	18(1)
触摸屏	✓
高度可调节	可选

NX50冷冻切片机旨在满足您的常规临床及科研实验室需求。这款冷冻切片机具有人体工程学设计的外形，以及可选的高度调节、Cold-D消毒和真空抽吸功能，用户可自定义切片体验。

CryoStar NX50 冷冻切片机规格

重量	200 千克
尺寸 (长 x 宽 x 高)	100 x 75.5 x (82-112) 厘米



- 1 大型开放式冷冻室具有明亮的可调节 LED 照明、18 个组织工作站和一个快速冷冻站点，可快速高效地进行样本制备
- 2 可选的 Cold-D 消毒系统可提供高效灭菌，可使冷冻切片在低温状态时在 60 分钟内显著降低微生物感染的风险
- 3 轻巧的大手轮，减少了重复运动的不适感。电动切片有助于减轻用户疲劳并避免重复性运动伤害
- 4 符合身体轮廓的弧形设计使用户身体更靠近冷冻室，保持舒适的姿势
- 5 内置马达驱动的高度调节（82-112 厘米）功能，用户只需按一下按钮即可以选择站位或坐位舒适地工作（NX50 型号的可选配置）
- 6 内置触摸屏易于操作使用



EpreDia 艾普迪的完整冷冻切片解决方案

EpreDia 艾普迪提供的刀片采用专用的 PINK 钢硬化技术精制而成，可延长使用寿命。专用的一次性宽窄刀片及独立刀架提高了切片的稳定性。

可选购配件

产品描述	订购货号
CryoStar NX50 刀片和刀架	
一次性窄刀片用刀片架	705840
一次性宽刀片刀片架	705940
标准刀架	705950
刀片	
MX35 Ultra 超优刀片，一次性窄刀片，50片/盒	3053835
HP35 Ultra 超优刀片，一次性宽刀片，50片/盒	3153735

订购信息	订购货号
CryoStar NX50 冷冻切片配置代码：H-高度调节；O-样本头制冷；V-真空抽吸功能；P-Peltier 速冻台制冷；D-Cold D 冷消毒；	
CryoStar NX50 OP, 220-230V	957220LC
CryoStar NX50 OPD, 220-230V	957140LC
CryoStar NX50 OVP, 220-230V	957200LC
CryoStar NX50 HOP, 220-230V	957210LC
CryoStar NX50 HOPD, 220-230V	957150LC
CryoStar NX50 OVPD, 220-230V	957160LC
CryoStar NX50 HOVP, 220-230V	957170LC
CryoStar NX50 HOVPD, 220-230V	957240LC

如需了解更多信息，请联系 **EpreDia 艾普迪**
 病理服务热线：400 101 8068
 病理服务邮箱：ep-service.cn@epredia.com
 ep-sales.cn@epredia.com