

冷冻切片机刀架

描述	订单号	Cryostar NX70	Cryostar NX50	HM525 NX
一次性刀片的刀架				
EC70 刀架	705630			✓
EC 刀架	705470			✓
窄型刀架	705840	✓	✓	
宽型刀架	705940	✓	✓	
实心刀的刀具架				
标准	705460			✓
标准刀具架	705950	✓	✓	



适用于 HM525 NX 的 EC70 一次性刀架

- 适合宽型和窄型一次性刀片, 带间隙角度调节
- 精密的燕尾导轨和快速的夹紧机构, 便于轻松移动
- 包括防卷指南和两块玻璃防卷板 (69.5 mm)



适用于 HM525 NX 的 EC 一次性刀架

- 适合宽型和窄型一次性刀片, 带间隙角度调节
- 精密的燕尾导轨和快速的夹紧机构, 便于轻松移动
- 包括防滚导轨和两个玻璃防滚板 (39.5 mm)



适用于 HM525 NX 的标准刀架

- 与标准实心刀片一起使用
- 隙角调节功能和可拆卸的夹爪
- 精密的燕尾导轨和快速的夹紧机构, 便于轻松移动
- 包括防卷指南和两块玻璃防卷板 (69.5 mm)