

Kryostat-Klingenhalter

Beschreibung	Bestellnummer	CryoStar NX70	CryoStar NX50	HM525 NX
Klingenhalter für Einwegklingen				
EC70-Klingenhalter	705630			✓
EC-Klingenhalter	705470			✓
Niedrigprofil-Klingenhalter	705840	✓	✓	
Hochprofil-Klingenhalter	705940	✓	✓	
Messerhalter für Stahlmesser				
Standard	705460			✓
Standard-Messerhalter	705950	✓	✓	



Einwegklingenhalter EC-70 für HM525 NX

- Geeignet für Einweg-Hoch- und Niedrigprofilklingen mit Freiwinkeleinstellung
- Präzise Schwalbenschwanzführung und Schnellklemmmechanismus für genaue und einfache Bewegungen
- Mit Schnittstrecker und zwei Glas-Antirollplatten (69,5 mm)



Einwegklingenhalter EC für HM525 NX

- Geeignet für Einweg-Hoch- und Niedrigprofilklingen mit Freiwinkeleinstellung
- Präzise Schwalbenschwanzführung und Schnellklemmmechanismus für genaue und einfache Bewegungen
- Mit Schnittstrecker und zwei Glas-Antirollplatten (39,5 mm)



Standard-Klingenhalter für HM525 NX

- Zur Verwendung mit Standard-Stahlmessern
- Freiwinkeleinstellung und abnehmbare Klemmbacken
- Präzise Schwalbenschwanzführung und Schnellklemmmechanismus für genaue und einfache Bewegungen
- Mit Schnittstrecker und zwei Glas-Antirollplatten (69,5 mm)