

クライオスタットブレードホルダー

製品説明	注文番号	CryoStar NX70	CryoStar NX50	HM525 NX
使い捨てブレード用ブレードホルダー				
EC70 ブレードホルダー	705630			✓
EC ブレードホルダー	705470			✓
ロープロファイルブレードホルダー	705840	✓	✓	
ハイプロファイルブレードホルダー	705940	✓	✓	
ソリッドナイフ用ナイフキャリアー				
標準	705460			✓
標準ナイフキャリアー	705950	✓	✓	



HM525 NX用EC70ディスプレイザブルブレードホルダー

- ハイプロファイルおよびロープロファイルの使い捨てブレードに最適で、逃げ角調整付き
- 正確なばち形ガイドと迅速なクランプ機構により移動が簡単
- アンチロールガイドとガラス製アンチロールプレート2枚 (69.5 mm) を含む



HM525 NX用ECディスプレイザブルブレードホルダー

- ハイプロファイルおよびロープロファイルの使い捨てブレードに最適で、逃げ角調整付き
- 正確なばち形ガイドと迅速なクランプ機構により移動が簡単
- アンチロールガイドとガラス製アンチロールプレート2枚 (39.5 mm) を含む



HM525 NX用標準ブレードホルダー

- 標準ソリッドナイフでの使用に
- 逃げ角調整および着脱式の締め具
- 正確なばち形ガイドと迅速なクランプ機構により移動が簡単
- アンチロールガイドとガラス製アンチロールプレート2枚 (69.5 mm) を含む