

适用于冷冻切片机的一次性刀片

一次性窄型刀片



MX35 Ultra™ 超优一次性窄刀片

刀片采用专用的钢硬化技术 (Pink 技术), 具有无与伦比的使用寿命, 使其非常适合切割冷冻切片。

3053835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



MX35 Premier + 优加™ 一次性窄刀片

刀片设计为特别锋利, 且切割寿命很长。非常适合硬组织。

3052835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



MX35 Premier™ 高级一次性窄刀片

刀片专为常规组织学设计, 适合各种组织类型, 包括硬组织。

3051835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



MB35™ Premier 高级一次性窄刀片

刀片最适合常规应用, 边缘锋利一致度高, 适合高质量薄切片。具有出色的边缘稳定性。

3050835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



MB22 Premier 高级™ 一次性窄刀片

刀片设计有更陡的角度, 使操作员可以切割更薄的切片。

3050822 | 刀片角度:22° | 50 片/包

宽型刀片



HP35 Ultra™ 一次性宽刀片

刀片设计用于冷冻切片机。专有的钢硬化技术 (Pink 技术) 可有效延长使用寿命。

3153735 | 刀片角度:34° | 50 片/包



HP35N Ultra™ 一次性宽刀片

刀片的设计类似于 HP35 Ultra 宽型刀片, 但没有 PTFE 涂层。

3151735 | 刀片角度:34° | 50 片/包

刀片类型	窄型刀片					宽型刀片	
描述	MX35 Ultra 超优	MX35 Premier + 优加	MX35 Premier 高级	MB35 Premier 高级	MB22 Premier 高级	HP35 Ultra 超优	HP35N Ultra 超优
订单号	3053835	3052835	3051835	3050835	3050822	3153735	3151735
边缘角度	34°	34°	34°	34°	22°	34°	34°
冷冻切片机兼容性	最佳	良好	良好	良好	最佳	最佳	良好



Richard Allan Scientific™ Edge-Rite™ 一次性切片机刀片

窄型和宽型刀片由手术级钢材制成, 经过特殊涂层处理, 以延长使用寿命并优化切片质量。

- 窄型刀片比传统刀片厚 20%, 有效提升了刀口的稳定性, 便于在冷冻切片机中使用
- 窄型刀片加长 5%, 每个刀片可切出更多切片

窄型 (4280L) | 宽型 (4275H) | 50 个/包



Shandon Premium 一次性切片机刀片

Epredia Shandon Premium 一次性宽刀片有非涂层和 PTFE 涂层两种。

Premium 无涂层宽型 (1001259) | 50 个/包

Premium PTFE 涂层宽型 (1001593) | 50 个/包