

## 染色套件



### 冷冻切片染色套件 (145)

实验室理想的冷冻切片处理方案。适用于切片染色。

- 坚固的盖子与钢琴铰链密封烧杯, 以减少试剂蒸发
- 架子上有橡胶撑脚, 可保护台面
- 玻璃烧杯容量为 200 mL, 高度为 10 cm
- 玻片架, 可储存 10 张 76 x 25 mm 玻片
- 不锈钢架的尺寸为 21.6 x 48.3 x 22.6 mm
- 套件包括十二个烧杯、一个不锈钢玻片架, 以及一个大尺寸不锈钢支撑架, 架子上有六个用于储存烧杯的圆口

## 包埋剂



### Shandon Cryomatrix™ 包埋剂

用于支撑组织冷冻切片的出色包埋介质。

- 与样本架形成牢固结合, 以固定和支撑组织
- 染色时去除
- 冷冻迅速, 切片平滑, 溶于水而无残留

120 mL | 4 个/包



### Shandon M-1 包埋剂系列

水溶性透明包埋介质。

- 对眼睛和中枢神经系统等含水量高的样本特别有效
- 最佳切片温度为 -12 °C 至 -13 °C

180 mL | 1 件



## Cryochrome

- 用于支撑组织进行冷冻切片的出色包埋剂系列。
- 可选用多种颜色进行轻松追踪和识别
- 配方物理特性与 EpreDia™ Cryomatrix™ 包埋介质完全相同



## Neg-50 冷冻切片包埋剂

- 水溶性冷冻切片包埋剂, 可在低至 -50 °C 的环境下生产高质量切片, 而不会发生振颤
- 染色后无残留
- 通过选用各种不同的颜色可轻松追踪和识别

描述	数量	订单号
Shandon Cryomatrix 包埋剂 (120 mL)	4 个/包	6769006
Shandon M-1 包埋剂系列 (180 mL)	单件	1310

描述	数量	订单号
Cryochrome 蓝色, 120 mL	4 个/包	9990422
Cryochrome 黄色, 120 mL	4 个/包	9990423
Cryochrome 绿色, 120 mL	4 个/包	9990428
Cryochrome 粉色, 120 mL	4 个/包	9990429
Cryochrome 采样器 (每种颜色一个), 120 mL	4 个/包	9990426

描述	数量	订单号
无色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502
蓝色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502B
绿色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502G
橙色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502O
粉色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502P
黄色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	2 个/箱	6502Y
无色 Neg-50, 4 oz (118 mL)	6 个/箱	6506
Neg-50 采样器 (每种颜色一个), 118 mL	6 个/箱	6505M