

## 染色キット



### 凍結切片染色キット(145)

凍結切片を処理するラボに最適です。カバーガラスに取り付けた組織を染色するのに適しています。

- ピアノヒンジ付きの頑丈なカバーでビーカーを密閉し、蒸発を最小限に抑えます
- ラックのゴム足によりテーブルの表面を保護します
- ガラスビーカーの容量は 200 mL、高さは 10 cm
- スライドホルダーには 76 × 25 ミリのスライドを10枚収納
- ステンラックの寸法は 21.6 x 48.3 x 22.6ミリ
- キットには、ビーカー12個、ステンラック、ビーカーを収納するための重厚なステンサポートラック(6つの丸い開口部付き)が含まれています

## 包埋剤



### Shandon Cryomatrix™包埋剤

凍結薄切のため組織の支持に用いられる優れた包埋剤です。

- 組織を固定してサポートする検体ホルダーとしっかり接着します
- 染色中に除去可能
- 急速に凍結し、滑らかに薄切、そして残留物なく水に溶解します

120 mL | 4パッケージ中4個



### Shandon M-1包埋Matrix

水溶性で透明な包埋保存液です。

- 眼や中枢神経系など水分量の多い検体に特に効果的
- 最適薄切温度は-12 °C~-13 °C

180 mL | 各1



### Cryochrome

- 凍結薄切のため組織の支持に用いる優れた包埋剤
- 複数のカラーオプションで簡単に追跡および識別が可能です
- エプレディア Cryomatrix™包埋保存液と同じ物理的特性を持つように調合されています



### Neg-50凍結切片保存液

- -50℃まで高品質な切片が得られる水溶性の凍結切片保存液で、ひびが生じません
- 染色後に残留物を残しません
- さまざまな色の基質で簡単に追跡および識別します

製品説明	数量	注文番号
Shandon Cryomatrix包埋保存液 (120 mL)	1パッケージ中4個	6769006
Shandon M-1包埋基質 (180 mL)	各	1310

製品説明	数量	注文番号
Cryochrome青、120 mL	1パッケージ中4個	9990422
Cryochrome黄色、120 mL	1パッケージ中4個	9990423
Cryochrome緑、120 mL	1パッケージ中4個	9990428
Cryochromeピンク、120 mL	1パッケージ中4個	9990429
Cryochromeサンプラー (各色一つ)、120 mL	1パッケージ中4個	9990426

製品説明	数量	注文番号
透明Neg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502
青Neg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502B
緑Neg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502G
オレンジNeg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502O
ピンクNeg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502P
黄色Neg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり2本	6502Y
透明Neg-50、4オンス (118 mL)	1ケースあたり6個	6506
Neg-50 サンプラー (各色一つ) (118 mL)	1ケースあたり6個	6505M