

Epredia艾普迪刀片:

获得高质量切片,减少组织耗损,需要采用优质的刀片。Epredia艾普迪刀片具备多种涂层和不同刀片角度,一致性高、耐用性佳、性能优良,满足您的多种应用需求。

- 刀片专为处理各类组织而设计
- 刀片分为宽刀片和窄刀片,与大多数生产商的石蜡切片机和冷冻切片机适配
- 刀片角度更陡峭,有利于进行快速带状切片
- 独特刀片盒设计,可上载装入Epredia艾普 迪石蜡切片机E型刀架,增加安全性

超优 (Ultra) 刀片优势:

性能突出,使用寿命长,目前Epredia主推的一次性刀片。

- 通过PINK特殊制造工艺,增加其使用寿命
- 硬质PTFE涂层为其耐用性和刀片各批次间的一致性提供保障



Epredia艾普迪一次性刀片

产	MX35 Ultra [®] gpredict growth of gr	#PS Ultr ⁺	刀锋角度	软组织	硬组织	薄切片	活检和重切	冷冻切片
窄	刀片							
	3053835 MX35 Ultra 超优刀片	刀片经过专门的钢硬化工艺,使用寿命长, 处理各类组织均表现优异,包括冷冻切片。	34°	++	++	++	++	++
	3052835 MX35 Premier + 优加刀片	刀片适用于处理硬组织和高质量薄切片。	34°	+	++	+	+	+
•	3051835 MX35 Premier 优级刀片	刀片适用于常规应用,可处理致密硬组织。	34°	+	+	+	++	+
	3050835 MB35 Premier 优级刀片	刀片适用于常规应用。	34°	+	+	+	+	+
	3050822 MB22 Premier 优级刀片	刀片角度较陡峭,用户能够以更快的速度准 确切出较薄切片。尤其适用于肾脏活检和淋 巴结样本,表现优异。	22°	+		++		++
宽	刀片							
•	3153735 HP35 Ultra 超优刀片	刀片经过专门的钢硬化,拥有较长使用寿 命,处理各类组织均表现优异,包括冷冻 切片。	34°	++	++	++	++	++
	3150734 HP35刀片	刀片专为可靠处理高质量薄切片而设计。	34°	+	++	++		

窄刀片 - 0.254x8x80 mm

宽刀片 - 0.31x14x75.7 mm



如需了解更多信息, 请访问 **epredia.com**

病理服务热线: 400 101 8068 (法定工作日: 09:00-17:30)

病理服务邮箱: ep-service.cn@epredia.com; ep-sales.cn@epredia.com

© 2023 Epredia Group 版权所有。保留所有权利。 除非另有说明,否则所有商标均为 Epredia艾普迪集团及其子公司的财产。 学术资料,仅供医学药学专业人士阅读。 **M44005_R042023**

