

## Shandon EZ Cytofunnel-Probenkammern

### EZ Cytofunnel™ – allgemeine Merkmale

- Für den Einmalgebrauch in allen EpreDia Cytospin-Zytozentrifugen-Anwendungen
- Optimierte Zellausbeute
- Liefert kostengünstige Dünnschichtpräparate
- Verringert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
- Einwegprodukt, das zeitaufwendige Dekontamination und Reinigung überflüssig macht
- Verringert die Möglichkeit von Kreuzkontamination
- Keine Metall-Shandon™ Cytoclips™-Objektträgerclips mehr erforderlich



### Shandon EZ Single Cytofunnel mit weißen Filterkarten

Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ ist eine Einwegprobenkammer mit weißer Filterkarte und Verschlusskappe. Für hohe Saugfähigkeit entwickelt

- Für Probenvolumina von 0,1 bis 0,5 ml
- Zellablagerungsbereich mit einem Durchmesser von 6 mm (28 mm<sup>2</sup>)
- Vorgepasste weiße Filterkarte für hohe Saugfähigkeit

Menge	Bestellnummer
40/Schachtel	A78710003
200/Karton	A78710020



### Shandon EZ Single Cytofunnel mit braunen Filterkarten

Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ ist eine Einwegprobenkammer mit brauner Filterkarte und Verschlusskappe. Für langsamere Absorption der Restflüssigkeit entwickelt

- Für Probenvolumina von 0,1 bis 0,4 ml
- Zellablagerungsbereich mit einem Durchmesser von 6 mm (28 mm<sup>2</sup>)
- Vorgepasste braune Filterkarte für langsames Absorbieren; optimiert die Zellausbeute
- Hervorragend geeignet für hypozelluläre Proben wie Rückenmarksflüssigkeit

Menge	Bestellnummer
40/Schachtel	A78710004


### Shandon EZ Double Cytofunnel

Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ ist eine Einwegprobenkammer mit weißer Filterkarte und Verschlusskappe.



- Für Probenvolumina von 0,05 bis 0,25 ml pro Kammer
- Bietet zwei Probenablagerungsbereiche auf einem einzelnen Objektträger. Jeder Bereich hat einen Durchmesser von 6 mm (28 mm<sup>2</sup>).
- Verdopplung der Anzahl der Probenaufarbeitungen pro Durchlauf
- Die Funnel-Markierungen entsprechen den Objektträgermarkierung und ermöglichen so eine leichte Probenidentifizierung.
- Vorangepasste weiße Filterkarte für hohe Saugfähigkeit
- Ideal für immunchemische Verfahren

Menge	Bestellnummer
40/Schachtel	A78710005
200/Karton	A78710021



## Shandon EZ Megafunnel mit Verschlusskappe und Objektträger

Shandon™ EZ Megafunnel™ ist eine Einweg-Probenkammer mit Verschlusskappe für hohe Volumina.

- Entwickelt für das Rotieren großvolumiger Proben von 0,5 bis 6 ml
- Zellablagerungsbereich von 22 x 14,75 mm (325 mm<sup>2</sup>) für höhere Zellausbeute
- Minimiert die Notwendigkeit der Vorzentrifugation
- Aufarbeitung sowohl luftgetrockneter als auch fixierter Präparate, wodurch zusätzliche wertvolle diagnostische Informationen geliefert werden

Menge	Bestellnummer
25/Schachtel	A78710001