

Shandon-Fixierungslösungen

Richard-Allan Scientific-Papanicolaou-Färbelösung EA

- Richard-Allan Scientific-Papanicolaou-Färbelösung EA ermöglicht eine brillante Zytoplasma-Färbung für gynäkologische und nicht gynäkologische Proben.
- Verschiedene Zusammensetzungen ermöglichen dem Anwender Kontrolle über die Farbintensitäten und Farbtöne
- EA 36 und EA 50 werden zusammen mit OG-6 für gynäkologische Färbungen verwendet
- EA-65 wird in Verbindung mit OG-6 für nicht gynäkologische Färbungen verwendet
- Modifiziertes EA ist eine Gill-Modifikation mit kürzerer Färbezeit und geringerer Präzipitation. Enthält kein Bismarck-Braun. Entwickelt für die Verwendung mit modifiziertem OG.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
EA-36		
0,47 l	4/Karton	75411
3,8 l	Stück	75411
EA-50		
0,47 l	4/Karton	75504
3,8 l	Stück	75511
9,5-l-Behälter	Stück	75525
EA-65		
0,47 l	4/Karton	75604
3,8 l	Stück	75611
9,5-l-Behälter	Stück	75625
EA, modifiziert		
0,47 l	4/Karton	75704
3,8 l	Stück	75711



Richard-Allan Scientific-Mukolytikum

- Richard-Allan Scientific-Mukolytikum wurde speziell zur Konservierung und Verflüssigung mukoider zytologischer Proben und zur Optimierung diagnostischer Ergebnisse entwickelt.
- Konserviert Zellmorphologie, Größe und Färbungscharakteristika frischer und nicht fixierter zytologischer Proben
- Proben können in dieser Lösung beeinträchtigungsfrei über einen unbegrenzten Zeitraum aufbewahrt werden
- Getönt für einfache Probenidentifizierung

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
0,47 l	4/Karton	76166
3,8 l	Stück	76167



Richard-Allan Scientific™-Saccomanno-Flüssigkeit

- Richard-Allan Scientific™-Saccomanno-Flüssigkeit ist ein universelles zytologisches Fixiermittel, das besonders für Proben der oberen Atemwege geeignet ist – insbesondere für Sputum.
- Das gebrauchsfertige Fixiermittel ist eine Lösung aus Alkohol und Polyethylenglykol (Carbowax™).
- Ermöglicht die Lagerung von Proben über Wochen
- Verhindert Lufttrocknungsartefakte
- Durchsichtige Behälter und getönte Lösung erleichtern die Probenidentifizierung
- Jeder vorgefüllte Behälter ist mit der Warnung „Nicht trinken“ gekennzeichnet, da Proben zu Hause genommen werden können.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
120 ml	72/Karton	76160
3,8 l	Stück	76161



Richard-Allan Scientific Fix-Rite 2

- Die Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2-Lösung ist ein Carbowax™-haltiges Sprühfixiermittel, das für zytologische Routine-Präparate verwendet wird.
- Die Beschichtung schützt die Zellen beim Versand oder Transport der Objektträger ins Labor und verhindert Lufttrocknungsartefakte.
- In 4-Unzen-Behältern verpackt, um dem Anwender die vollständige Kontrolle beim Gebrauch zu geben.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Pumpsprühflasche	12/Karton	76150