

Richard-Allan Scientific Färbelösungen für die Zytologie



Signature Series Cyto-Stain

Richard-Allan Scientific™ Signature Series Cyto-Stain™ ist eine einzigartig zusammengesetzte zytoplasmatische Färbelösung, die ähnliche Ergebnisse wie bei der herkömmlichen Papanicolaou-Färbung erzielt.

- Cyto-Stain bietet eine breite Palette bekannter zytoplasmatischer Farben und ermöglicht dem Benutzer die Kontrolle über die Färbungsintensität.
- Cyto-Stain G ist eine Modifikation, um grünere cyanophile Farbtöne in Intermediär- und Basalzellen zu erzeugen.
- Für alle gynäkologischen und nicht gynäkologischen Anwendungen.
- Kostengünstig, da der Anwender nur eine Gegenfärbung anstelle von zwei durchführt.
- Reduziert die Färbezeit.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Cyto-Stain		
0,47 l	4/Karton	7511
3,8 l	Stück	7501R
Cyto-Stain G		
3,8 l	Stück	7501G


Signature Series Cyto-Stain

Richard-Allan Scientific™-Papanicolaou-Färbelösungen OG-6 werden zur Färbung der keratinisierten Bereiche der Zelle verwendet.

- Modifiziertes OG ist eine Gill-Modifikation, die die Präzipitation minimiert und die Färbezeit verkürzt.
- Verwenden Sie OG-Färbungen mit EA-36 oder EA-50 zum Färben gynäkologischer Proben.
- Verwenden Sie OG-Färbungen mit EA-65 zum Färben nicht gynäkologischer Proben.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
OG-6		
0,47 l	4/Karton	75204
3,8 l	Stück	75211
9,5-l-Behälter	Stück	75225
OG, modifiziert		
3,8 l	Stück	75311


Shandon-Färbemittel für die Zytologie



Shandon-Färbelösung EA-50

- Rosa, grüne und blaugrüne Farbtöne ermöglichen eine klare Differenzierung einzelner Zellbestandteile.
- Polychrome Zytoplasma-Färbelösung


Beschreibung	Menge	Bestellnummer
1 l	2/Karton	6766001
4 l	Stück	6766002



Shandon-Färbelösung EA-65

- Rosa, grüne und blaugrüne Farbtöne ermöglichen eine klare Differenzierung einzelner Zellbestandteile.
- Polychrome Zytoplasma-Färbelösung
- Die geringe Konzentration von hellem Grün betont die Darstellung der eosin gefärbten Zellbestandteile.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
1 l	2/Karton	6766003
4 l	Stück	6766004



Shandon-Färbelösung OG-6

- Nachweis von Keratin in Zytoplasma

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
1 l	2/Karton	6766005
4 l	Stück	6766006