

Shandon Cytofunnels

Cytofunnel – allgemeine Merkmale

- Passgenau für speziell markierte Cytoslides
- Wird von einem Cytoclip aus Edelstahl fixiert
- Cytoclips lassen sich leicht entriegeln, um die Probenkammer zu entsorgen und den Objektträger zu entfernen
- Der Cytospin-Kopf nimmt zwölf Behältnisse auf
- Verschlusskappen und graphische Anleitung im Lieferumfang enthalten



Shandon Single Cytofunnel mit weißen Filterkarten

Shandon Single Cytofunnel ist eine Einwegprobenkammer mit weißer Filterkarte und Verschlusskappe. Für hohe Saugfähigkeit entwickelt

- Für Probenvolumina von 0,1 bis 0,5 ml
- Zellablagerungsbereich mit einem Durchmesser von 6 mm (28 mm²)
- Vorgepasste weiße Filterkarte für hohe Saugfähigkeit
- Erfordert die Verwendung von Edelstahl-Cytoclips

Menge	Bestellnummer
50/Schachtel	5991040
500/Karton	1102548



Shandon Single Cytofunnel mit braunen Filterkarten

Shandon Single Cytofunnel ist eine Einwegprobenkammer mit brauner Filterkarte und Verschlusskappe. Für langsamere Absorption der Restflüssigkeit entwickelt

- Für Probenvolumina von 0,1 bis 0,4 ml
- Zellablagerungsbereich mit einem Durchmesser von 6 mm (28 mm²)
- Vorgepasste braune Filterkarte für langsames Absorbieren; optimiert die Zellausbeute
- Hervorragend geeignet für hypozelluläre Proben wie Rückenmarksflüssigkeit
- Erfordert die Verwendung von Edelstahl-Cytoclips

Menge	Bestellnummer
50/Schachtel	5991043

Shandon Double Cytofunnel



Shandon Double Cytofunnel ist eine Einwegprobenkammer mit weißer Filterkarte und Verschlusskappe.

- Für Probenvolumina von 0,05 bis 0,25 ml pro Kammer
- Bietet zwei Probenablagerungsbereiche auf einem einzelnen Objektträger. Jeder Bereich hat einen Durchmesser von 6 mm (28 mm²).
- Die Funnel-Markierungen entsprechen den Objektträgermarkierung und ermöglichen so eine leichte Probenidentifizierung.
- Vorangepasste weiße Filterkarte für hohe Saugfähigkeit
- Ideal für immunchemische Verfahren
- Erfordert die Verwendung von Edelstahl-Cytoclips

Menge	Bestellnummer
25/Schachtel, mit Verschlusskappen	5991039
500/Karton	1102547

Shandon Cytoclip-Edelstahl-Objektträgerhalterung

Die Shandon™ Cytoclip™-Edelstahl-Objektträgerhalterung fixiert die Cytofunnel-Probenkammer während der Zytozentrifugation am Objektträger.

- Für die Aufarbeitung in der Cytospin-Zytozentrifuge
- Autoklavierbar und wiederverwendbar



Menge	Bestellnummer
6/Schachtel	59910052



Shandon TPX-Einfach-Probenkammer, Verschlusskappen und Filterkarten

Die Shandon TPX-Einfach-Probenkammer ist eine wiederverwendbare Probenkammer, die mit Verschlusskappe, Cytoclip und einer Einwegfilterkarte verwendet wird.

- Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten für Routine-Probenvolumina von 0,1 bis 0,5 ml
- Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten für hypozelluläre Probenvolumina von 0,1 bis 0,4 ml
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar

Filterkarten

Besonders saugfähige Einweg-Filterkarten zur Verwendung mit der TPX-Kammer.

- Nicht geeignet für Cytofunnel-Einweg-Probenkammern.
- Jede Filterkarte hat zwei Löcher, um die richtige Ausrichtung mit der TPX-Probenkammer zu gewährleisten.
- Weiße Filterkarten werden für hohe Saugfähigkeit eingesetzt.
- Braune Filterkarten werden für langsamere Absorption eingesetzt (hypozellulär).

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
TPX-Probenkammer	12/Karton	A78710018
Verschlusskappen	12/Karton	59910025
Braune Filterkarten	200/Schachtel	5991023
Weißer Filterkarten	200/Schachtel	5991022