

Cámaras de muestra Shandon EZ Cytofunnel

Características generales de EZ Cytofunnel™

- Para un solo uso con todas las aplicaciones de la citocentrífuga Cytospin de EpreDia.
- Optimiza el rendimiento celular.
- Produce preparaciones rentables de capa fina.
- Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas.
- Es descartable para eliminar tareas que requieren mucho tiempo, como la descontaminación y la limpieza.
- Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada.
- Elimina la necesidad de una sujeción de portaobjetos de metal Shandon™ Cytoclips™.



Shandon EZ Single Cytofunnel con tarjetas de filtro blancas

La Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro blanca y tapa. Altamente absorbente.

- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,1 a 0,5 ml.
- Área de depósito celular de 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Tarjeta de filtro blanca preinstalada para una absorción alta.

Cantidad	Número de pedido
40/caja	A78710003
200/caja	A78710020



Shandon EZ Single Cytofunnel con tarjetas de filtro marrones

La Shandon EZ Single Cytofunnel es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro marrón y tapa. Está elaborada para una absorción más lenta.

- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,1 a 0,4 ml.
- Área de depósito celular de 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Tarjeta de filtro marrón preinstalada para una absorción más lenta; aumenta el rendimiento celular.
- Excelente para muestras hipocelulares, como el líquido cefalorraquídeo.

Cantidad	Número de pedido
40/caja	A78710004


Shandon EZ Double Cytofunnel

La Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro blanca y tapa.



- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,05 a 0,25 ml por cámara.
- Permite dos áreas de depósito de muestra en un solo portaobjetos; cada área mide 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Duplique la cantidad de presentaciones de muestra por tanda.
- Las marcas de embudo corresponden a las marcas del portaobjetos para una identificación simple.
- Tarjeta de filtro blanca preinstalada para una absorción alta.
- Ideal para usar con técnicas de inmunquímica.

Cantidad	Número de pedido
40/caja	A78710005
200/caja	A78710021



Shandon EZ Megafunnel con tapa y portaobjetos

Shandon™ EZ Megafunnel™ es una cámara de muestras descartable de alto volumen con tapa.

- Diseñada para girar muestras grandes de 0,5 a 6 ml.
- Área de depósito celular de 22 x 14,75 mm (325 mm²) para aumentar el rendimiento celular.
- Minimiza la necesidad de precentrifugado.
- Prepara muestras secadas al aire y fijas, lo que brinda más información de diagnóstico valiosa.

Cantidad	Número de pedido
25/caja	A78710001