

Soluciones de fijación Shandon

Soluciones EA para coloración de Papanicolaou Richard-Allan Scientific

- Las soluciones EA para coloración de Papanicolaou Richard-Allan Scientific brindan una coloración citoplasmática brillante para muestras ginecológicas y las que no lo son.
- Las diferentes formulaciones ofrecen al usuario el control de las intensidades de color y matices.
- Las soluciones EA-36 y EA-50 se utilizan con OG-6 para la coloración ginecológica.
- La solución EA-65 se utiliza con OG-6 para la coloración no ginecológica.
- La EA modificada es una modificación de Gill que minimiza la precipitación, reduce el tiempo de coloración, no contiene marrón Bismarck y está diseñada para utilizarse con OG modificado.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
EA-36		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	75411
1 galón (3,8 l)	por unidad	75411
EA-50		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	75504
1 galón (3,8 l)	por unidad	75511
Balde de 2,5 galones (9,5 l)	por unidad	75525
EA-65		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	75604
1 galón (3,8 l)	por unidad	75611
Balde de 2,5 galones	por unidad	75625
EA modificada		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	75704
1 galón (3,8 l)	por unidad	75711



Agente mucolítico Richard-Allan Scientific

- El agente mucolítico Richard-Allan Scientific está especialmente formulado para preservar y licuar las muestras mucoides de citología para optimizar los resultados de diagnóstico.
- Mantiene la morfología celular y las características de coloración de muestras de citología frescas y no fijadas.
- Las muestras pueden almacenarse en esta solución indefinidamente sin efectos adversos.
- Se tiñen para una fácil identificación de la muestra.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
1 pinta (0,47 l)	4/caja	76166
1 galón (3,8 l)	por unidad	76167

Líquido de Saccomanno Richard-Allan Scientific

- El líquido de Saccomanno Richard-Allan Scientific es un fijador citológico de uso general especialmente diseñado para muestras del tracto respiratorio superior, especialmente de esputo.
- El fijador listo para usar es una solución de alcohol y polietilenglicol (Carbowax™).
- Permite el almacenamiento de muestras durante semanas.
- Evita el uso de artefactos de secado al aire.
- Los envases transparentes y la solución con color facilitan la identificación de muestras.
- Cada contenedor precargado está etiquetado con la advertencia «no beber», ya que las muestras se pueden recoger en el hogar.



Descripción	Cantidad	Número de pedido
120 ml	72/caja	76160
1 galón (3,8 l)	por unidad	76161

Richard-Allan Scientific Fix-Rite 2

- La solución Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2 es un fijador en aerosol que contiene Carbowax™ y se utiliza para preparaciones citológicas de rutina.
- El revestimiento protege las células cuando se envían por correo o se transportan portaobjetos al laboratorio; previene el uso de artefactos de secado al aire.
- Está empaquetada en contenedores de 4 oz para permitir al usuario un control completo durante la aplicación.



Descripción	Cantidad	Número de pedido
Botella atomizadora	12/caja	76150