

## Colorantes de citología Richard-Allan Scientific



### Signature Series Cyto-Stain

Richard-Allan Scientific™ Signature Series Cyto-Stain™ es un colorante citoplasmático formulado de manera exclusiva que produce resultados similares a los colorantes de Papanicolaou convencionales.

- Cyto-Stain proporciona una gama completa de colores citoplasmáticos familiares y permite al usuario controlar las intensidades de coloración.
- Cyto-Stain G es una modificación para producir tonos cianofílicos más verdes en células intermedias y basales.
- Se utiliza para todos los procedimientos ginecológicos y no ginecológicos.
- Es rentable, ya que el usuario realiza solo una contracoloración en lugar de dos.
- Reduce el tiempo de coloración.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
<b>Cyto-Stain</b>		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	7511
1 galón (3,8 l)	por unidad	7501R
<b>Cyto-Stain G</b>		
1 galón (3,8 l)	por unidad	7501G


### Signature Series Cyto-Stain

El colorante de Papanicolaou Richard-Allan Scientific OG-6 se utiliza para teñir áreas queratinizadas de la célula.

- El OG modificado es una modificación de Gill que minimiza la precipitación y reduce el tiempo de coloración.
- Utilice colorantes OG con EA-36 o EA-50 al teñir muestras ginecológicas.
- Utilice colorantes OG con EA-65 al teñir muestras no ginecológicas.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
<b>OG-6</b>		
1 pinta (0,47 l)	4/caja	75204
1 galón (3,8 l)	por unidad	75211
Balde de 2,6 galones (9,5 l)	por unidad	75225
<b>OG modificado</b>		
1 galón (3,8 l)	por unidad	75311


## Colorantes de citología Shandon



### Colorante Shandon EA-50

- Diferencia claramente los componentes celulares con un tono rosa, verde y azul verdoso
- Colorante citoplasmático policromático


Descripción	Cantidad	Número de pedido
1 l (0,26 galones)	2/caja	6766001
4 l (1,06 galones)	por unidad	6766002



### Colorante Shandon EA-65

- Diferencia claramente los componentes celulares con un tono rosa, verde y azul verdoso.
- Colorante citoplasmático policromático
- Una menor concentración de verde claro mejora la expresión de componentes teñidos con eosina.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
1 l (0,26 galones)	2/caja	6766003
4 l (1,06 galones)	por unidad	6766004



### Colorante Shandon OG-6

- Demuestra queratina en el citoplasma.

Descripción	Cantidad	Número de pedido
1 l (0,26 galones)	2/caja	6766005
4 l (1,06 galones)	por unidad	6766006