

Cytofunnels de Shandon

Características generales de Cytofunnel

- Se adapta perfectamente al Cytoslide especialmente marcado.
- Se fija con un Cytoclip de acero inoxidable.
- Los Cytoclips se desbloquean fácilmente para desechar la cámara de muestra y quitar el portaobjetos.
- Doce conjuntos encajan en el cabezal de la Cytospin.
- Incluye tapas e ilustraciones de funcionamiento sencillas.



Shandon Single Cytofunnel con tarjetas de filtro blancas

La Shandon Single Cytofunnel es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro blanca y tapa. Altamente absorbente.

- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,1 a 0,5 ml.
- Área de depósito celular de 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Tarjeta de filtro blanca preinstalada para una absorción alta.
- Requiere el uso de Cytoclips de acero inoxidable.

Cantidad	Número de pedido
50/caja	5991040
500/caja	1102548



Shandon Single Cytofunnel con tarjetas de filtro marrones

La Shandon Single Cytofunnel es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro marrón y tapa. Está elaborada para una absorción más lenta.

- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,1 a 0,4 ml.
- Área de depósito celular de 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Tarjeta de filtro marrón preinstalada para una absorción más lenta; aumenta el rendimiento celular.
- Excelente para muestras hipocelulares, como el líquido cefalorraquídeo.
- Requiere el uso de Cytoclips de acero inoxidable.

Cantidad	Número de pedido
50/caja	5991043

Shandon Double Cytofunnel



La Shandon Double Cytofunnel es una cámara de muestras descartable con tarjeta de filtro blanca y tapa.

- Se utiliza para volúmenes de muestra de 0,05 a 0,25 ml por cámara.
- Permite dos áreas de depósito de muestra en un solo portaobjetos; cada área mide 6 mm de diámetro (28 mm²).
- Las marcas de embudo corresponden a las marcas del portaobjetos para una identificación simple.
- Tarjeta de filtro blanca preinstalada para una absorción alta.
- Ideal para usar con técnicas de inmunoquímica.
- Requiere el uso de Cytoclips de acero inoxidable.

Cantidad	Número de pedido
25/caja con tapas	5991039
500/caja	1102547

Sujeción de portaobjetos de acero inoxidable Shandon Cytoclip



La sujeción de portaobjetos de acero inoxidable Shandon™ Cytoclip™ sujeta la cámara de muestras del Cytofunnel en el portaobjetos del microscopio durante la citocentrifugación.

- Para la preparación en la citocentrífuga Cytospin.
- Esterilizable en autoclave y reutilizable.

Cantidad	Número de pedido
6/caja	59910052



Cámara de muestra individual Shandon TPX, tapas y tarjetas de filtro

La cámara de muestra individual Shandon TPX es una cámara de muestra reutilizable que se utiliza junto con una tapa de cierre, un Cytoclip y una tarjeta de filtro descartable.

- Se utiliza con tarjetas de filtro blancas descartables para volúmenes de muestra de rutina de 0,1 a 0,5 ml.
- Se utiliza con tarjetas de filtro marrones descartables para volúmenes de muestra hipocelulares de 0,1 a 0,4 ml o menos.
- Reutilizable.
- Esterilizable en autoclave.

Tarjetas de filtro

Tarjetas de filtro descartables altamente absorbentes para usar con la cámara TPX.

- No deben usarse con cámaras de muestra descartables Cytofunnel.
- Cada tarjeta de filtro tiene dos orificios para garantizar una orientación adecuada con la cámara de muestra TPX.
- Las tarjetas de filtro blancas se usan para una absorción alta.
- Las tarjetas de filtro blancas se usan para una absorción lenta (hipocelular).

Descripción	Cantidad	Número de pedido
Cámara de muestra TPX	12/caja	A78710018
Tapas de cierre	12/caja	59910025
Tarjetas de filtro marrones	200/caja	5991023
Tarjetas de filtro blancas	200/caja	5991022