

## Solutions de fixation Shandon

### Coloration de Papanicolaou EA Richard-Allan Scientific

- La coloration de Papanicolaou EA de Richard-Allan Scientific offre une coloration cytoplasmique vive pour les échantillons gynécologiques et non gynécologiques
- Les différentes formules permettent à l'utilisateur de contrôler les intensités de couleurs et les teintes
- Les colorants EA-36 et EA-50 sont utilisés conjointement avec l'OG-6 pour la coloration gynécologique
- L'EA-65 est utilisé conjointement avec l'OG-6 pour la coloration non-gynécologique
- L'EA modifié est une modification de Gill qui réduit la précipitation, le temps de coloration et ne contient pas de brun de Bismarck ; il est conçu pour être utilisé avec l'OG modifié

Description	Quantité	Numéro de commande
<b>EA-36</b>		
1 pinte (0,47 L)	4/boîte	75411
1 gal (3,8 L)	la pièce	75411
<b>EA-50</b>		
1 pinte (0,47 L)	4/boîte	75504
1 gal (3,8 L)	la pièce	75511
2,5 gal cube (9,5 L)	la pièce	75525
<b>EA-65</b>		
1 pinte (0,47 L)	4/boîte	75604
1 gallon (3,8 L)	la pièce	75611
2,5 gal cube	la pièce	75625
<b>EA modifiée</b>		
1 pinte (0,47 L)	4/boîte	75704
1 gal (3,8 L)	la pièce	75711



### Agent mucolytique Richard-Allan Scientific

- L'agent mucolytique de Richard-Allan Scientific est spécialement conçu pour préserver et liquéfier les échantillons de cytologie mucoïdes afin d'optimiser les résultats de diagnostic
- Maintient la morphologie cellulaire et les caractéristiques de coloration des échantillons de cytologie frais et non fixés
- Les échantillons peuvent être conservés dans cette solution sans effets indésirables sans limite de temps
- Teinté pour une identification facile des échantillons

Description	Quantité	Numéro de commande
1 pinte (0,47 L)	4/boîte	76166
1 gal (3,8 L)	la pièce	76167

### Liquide Saccomanno Richard-Allan Scientific



- Le liquide Saccomanno de Richard-Allan Scientific est un fixateur de cytologie à usage général particulièrement adapté aux échantillons des voies respiratoires supérieures, notamment les expectorations
- Ce fixateur prêt à l'emploi est une solution d'alcool et de polyéthylène glycol (Carbowax™)
- Permet la conservation des échantillons pendant des semaines
- Empêche les éléments de sécher à l'air
- Les contenants transparents et la solution teintée facilitent l'identification des échantillons
- Chaque contenant prérempli possède une étiquette avec un avertissement « ne pas boire », car les échantillons peuvent être prélevés au domicile

Description	Quantité	Numéro de commande
120 ml	72/boîte	76160
1 gal (3,8 L)	la pièce	76161

### Fix-Rite 2 Richard-Allan Scientific



- La solution Fix-Rite™ 2 de Richard-Allan Scientific™ est un fixateur en pulvérisateur contenant du Carbowax™ utilisé pour les préparations cytologiques de routine
- Le revêtement protège les cellules lors de l'envoi ou du transport des lames au laboratoire et empêche l'élément de sécher à l'air
- Conditionnée dans des contenants de 4 oz pour permettre à l'utilisateur un contrôle complet pendant l'utilisation

Description	Quantité	Numéro de commande
Pulvérisateur à pompe	12/boîte	76150