

Shandon Cytoslides

Caractéristiques générales

- La zone de l'échantillon est délimitée pour une localisation rapide pendant l'examen
- Fabriquées en verre blanc, produites selon des normes de haute qualité
- Les lames sont pré-nettoyées, fines, planes et possèdent des bords délicatement polis.

Cytoslides avec revêtement

- Ne nécessitent pas de procédure de revêtement à l'albumine
- Économisent du temps de travail et de main d'oeuvre
- Les cytoslides adhésives avec revêtement sont conçues pour sécuriser les préparations cytologiques
- Le revêtement possède des caractéristiques chimiques basées sur le silane

Contactez votre représentant de ventes pour obtenir plus d'informations.



Shandon Cytoslides simples

- Grâce aux Cytoslides™ simples de Shandon™, améliorez le traitement et la visualisation d'échantillons de petit volume, à utiliser avec les Cytofunnels simples EZ
- Les lames comportent une languette blanche et un anneau de 13 mm de diamètre qui définit la zone de visualisation des cellules pour permettre une localisation efficace et rapide
- Les Cytoslides avec anneau unique de 13 mm sans revêtement sont disponibles avec l'anneau à l'avant ou à l'arrière de la lame
- Les Cytoslides avec anneau unique de 13 mm avec revêtement sont disponibles avec l'anneau à l'arrière de la lame uniquement



Shandon Cytoslides doubles

- Les Cytoslides™ doubles de Shandon™ sont destinées à une utilisation avec les chambres Cytofunnel doubles EZ
- Les lames comportent une languette bleue et un anneau de 13 mm de diamètre qui définit la zone de visualisation des cellules pour permettre une localisation efficace et rapide
- Chaque échantillon est présenté à l'intérieur d'un anneau numéroté 1 ou 2 qui correspond à la chambre Cytofunnel
- Les Cytoslides avec deux anneaux de 13 mm avec et sans revêtement sont disponibles avec l'anneau à l'arrière de la lame uniquement



Shandon Mask Cytoslides

- Masquez les rayons UV pour restreindre la visualisation au microscope uniquement aux échantillons grâce aux Mask Cytoslides™ de Shandon™
- Les Mask Cytoslides de Shandon sont utilisés pour l'immunofluorescence et possèdent des languettes blanches
- La Mask Cytoslides simple comprend un revêtement noir imprimé sur le devant de la lame avec un puits de 13 mm
- La Mask Cytoslides double comprend un revêtement bleu imprimé sur le devant de la lame avec deux puits de 13 mm numérotés