

Shandon Cytofunnels

Caractéristiques générales du Cytofunnel

- S'adapte parfaitement contre un Cytoslide spécialement marqué
- Maintenu en place avec un Cytoclip en acier inoxydable
- Les cytoclips se déverrouillent facilement pour retirer la lame et jeter la chambre à échantillons
- La tête de la Cytospin peut contenir douze ensembles
- Bouchons et les illustrations opérationnelles faciles à utiliser fournis



Shandon Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches

Le Cytofunnel simple de Shandon est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre blanche et bouchon. Conçu pour une capacité d'absorption élevée.

- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,1 à 0,5 ml
- Zone de dépôt de cellules de 6 mm de diamètre (28 mm²)
- Carte filtre blanche pré-fixée pour une capacité d'absorption élevée
- Utilisation de cytoclips en acier inoxydable requise

Quantité	Numéro de commande
50/boîte	5991040
500/caisse	1102548



Shandon Cytofunnel simple avec cartes filtres marron

Le Cytofunnel simple de Shandon est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre marron et bouchon. Conçu pour une absorption plus lente.

- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,1 à 0,4 ml
- Zone de dépôt de cellules de 6 mm de diamètre (28 mm²)
- Carte filtre marron pré-fixée pour une absorption plus lente ; augmente le rendement au niveau des cellules
- Idéal pour les échantillons hypocellulaires tels que le liquide céphalo-rachidien
- Utilisation de cytoclips en acier inoxydable requise

Quantité	Numéro de commande
50/boîte	5991043

Shandon Cytofunnel double



Le Cytofunnel double de Shandon est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre blanche et bouchon.

- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,05 à 0,25 ml par chambre
- Possède deux zones de dépôt d'échantillons sur une seule lame ; chaque zone mesure 6 mm de diamètre (28 mm²)
- Les marquages sur l'entonnoir correspondent aux marquages des lames pour une identification simple
- Carte filtre blanche pré-fixée pour une capacité d'absorption élevée
- Idéal pour une utilisation avec des techniques d'immunochimie
- Utilisation de cytoclips en acier inoxydable requise

Quantité	Numéro de commande
25/boîte avec bouchons	5991039
500/caisse	1102547

Clip à lame en acier inoxydable Shandon Cytoclip

Les clips à lame en acier inoxydable Cytoclip™ de Shandon™ maintiennent la chambre à échantillons contre la lame de microscope pendant la cyto-centrifugation.

- Destiné aux préparations dans la centrifugeuse Cytospin
- Autoclavable et réutilisable



Quantité	Numéro de commande
6/boîte	59910052



Chambre à échantillons simple, bouchons et cartes filtres Shandon TPX

La chambre à échantillons simple TPX de Shandon est une chambre à échantillon ré-utilisable utilisée conjointement avec un bouchon de fermeture, un Cytoclip et une carte filtre jetable.

- À utiliser avec des cartes filtres blanches jetables pour les volumes d'échantillons de routine de 0,1 à 0,5 ml
- À utiliser avec des cartes filtres marron jetables pour les volumes d'échantillons de routine de 0,1 à 0,4 ml
- Réutilisable
- Autoclavable

Cartes filtres

Cartes filtres jetables à haute capacité d'absorption à utiliser avec la chambre TPX

- Ne sont pas destinées à être utilisées avec les chambres à échantillons jetables Cytofunnel
- Chaque carte filtre dispose de deux orifices permettant d'assurer la bonne orientation avec la chambre à échantillons TPX
- Les cartes filtres blanches sont utilisées pour obtenir une capacité d'absorption élevée
- Les cartes filtres brunes sont utilisées pour une absorption plus lente (hypocellulaire)

Description	Quantité	Numéro de commande
Chambre à échantillons TPX	12/boîte	A78710018
Bouchons de fermeture	12/boîte	59910025
Cartes filtres marron	200/boîte	5991023
Cartes filtres blanches	200/boîte	5991022