

Tissue Microarray-Systeme

Tissue Microarray-Systeme revolutionieren die Hochdurchsatzverarbeitung.

Tissue Microarray-Systeme (Tissue Microarraying, TMA) ermöglicht es Laboren, hunderte an Proben in einem einzigen Block zu konzentrieren. Sparen Sie Zeit, Reagenzien und Lagerplatz und erreichen Sie standardisierte Laborbedingungen.

- Computergesteuert
- Vier Kernbohrungsgrößen: 0,6, 1, 1,5, 2 mm
- Mehr als 400 Proben in einem einzigen Block
- Darstellung des Spenderblocks
- Lesen von Barcodes
- Verwendung digitaler Dias
- PCR-Extraktion
- Microsoft® Excel®-Ausführung



TMA Master + Pannoramic-Scanner: Entdecken Sie neue Ebenen der Effizienz und Wiederholbarkeit mit einer kompletten 3DHISTECH-Lösung

