



高效舒适，人体工学

HistoStar (C Series) 包埋机

艾普迪国产包埋机首秀

艾普迪全力支持中国病理学发展

Histostar 包埋机设计可提升用户舒适感、提高工作效率，实现组织脱水到切片的无缝过渡。

大容量，高通量

- Epredia HistoStar 包埋工作站旨在帮助您提高实验室通量
- 5 升蜡缸容量、72 个蜡块超大冷台、300 个包埋盒存储区—— HistoStar 能满足繁忙实验室的要求
 - HistoStar 包埋工作站的设计减少部件移动，减少磨损，降低维护需求，确保持久可靠的性能

灵活适应您的工作流程

- 出蜡控制板可调节，方便使用者调节至符合人体工学位置
- 喷嘴长度可选，即使超大的包埋盒都可轻松进行包埋，完美适应您的工作流程
- 宽大、易读取的触摸屏能够快速地进行温度和其它参数的设置。可编程的“休眠”模式能适应工作流程实现节能
- 冷台模块可适应多种日常工作流程放置
- 集成于主机的 ParaTrimmer 修蜡仪节省空间，操作便利，切片前无需再修蜡

操作舒适，贴合轮廓

- HistoStar 表面为光滑的弧形设计，提升操作者的舒适度
- 用户接触点设计为隔热处理，全天候提供舒适的工作体验
 - LED 光源均匀辐射照明，摒弃光线杂乱的远光源，缓解疲劳并减少工作错误。5 级照明亮度轻松可调，照明区域包括样本包埋区及附件区



Epredia 石蜡系列专为组织处理和包埋流程设计，实现机器的卓越性能。以下是推荐的包埋石蜡，也适用于组织处理。

产品描述	产品编号
Histoplast PE 石蜡 ,8x1KG	8330
Histoplast LP 低熔点石蜡 , 8X1KG	8332
Type 6 石蜡 , 10x0.9KG	8336



订购信息

产品描述	产品编号
HistoStar (C Series) 包埋机 备案号：沪浦械备 20240084	A81000009
HistoStar (C Series) 包埋机热台 备案号：沪浦械备 20240079	A81000011
HistoStar (C Series) 包埋机冷台 备案号：沪浦械备 20240081	A81000010
样本展平定位锤，2 个 / 包 (1 × 20 mm ; 1 × 12 mm)	A81010030
刮刀一组，2 件 / 包	A81010031
包埋盒盖存储槽盖	A81010026
放大镜组件	A81010032
脚踏开关	AP16629
电热镊（红色）1mm 镊尖	A81010033
电热镊（黄色）2mm 镊尖	A81010034
电热镊（蓝色）4mm 镊尖	A81010035
文件放置架	A81010036

Histostar 产品参数

尺寸	包埋模块（宽 × 深 × 高） 冷台模块（宽 × 深 × 高）	650 × 645 × 435 毫米 430 × 645 × 380 毫米
重量	包埋模块 冷台模块	25 公斤 20 公斤
蜡缸容量		5 公升
温度	蜡缸 速冷点 加热区 组织储存槽 模具储存槽 冷台模块	50 - 70℃ 5℃ 50 - 70℃ 50 - 70℃ 50 - 70℃ 可调节，- 12 到 -3℃ 温差 ± 1℃

如需了解更多信息，请联系 **Epredia艾普迪**

病理服务热线：400 101 8068 (法定工作日: 09:00-17:30)
病理服务邮箱：ep-service.cn@epredia.com; ep-sales.cn@epredia.com

禁忌内容或者注意事项详见说明书。沪械广审（文）第260319-69844号
© 2023 Epredia Group 版权所有。保留所有权利。除非另有说明，否则所有商标均为 Epredia艾普迪集团及其子公司的财产。 **M-ZH_A4 R020624**

