



アーカイブ と保管



クラシックストレージ

- 手作業による収納オプションとして、頑丈な鋼製キャビネットから、カスタマイズ可能な色分けされたファイリングキャビネットまで、あらゆるラボの予算とワークフローのニーズに対応したソリューションを提供しています



製品説明

注文番号

Arcos SLスライド管理システム
 (スキャナー、ソフトウェア付きPC、PDA、
 Zebraプリンターを含む)

A85300001

付属品

注文番号

ArcosSLトレイ (20個パック、1トレイ当たり240枚スライド) A85310009

スタッキング可能キャビネット (空、トレイ40個用) A85310010

スタッキング可能なキャビネット (トレイ40個を含む) A85310011

ダンボールトレイ収納箱4個入り (25個パック) A85310012

トレイからスライドを取り外すためのピンセット A85310013



スチール収納キャビネット

高品質のスチールキャビネットは、顕微鏡スライド、スライドファイリングウォレット、処理カセット、ブロック、トランスペアレンシーの安全な保管に最適で、2つのサイズをご用意しています。

- 床スタッキング用の標準サイズは、青、緑、ツートングレーの3色をご用意
- ベンチトップに最適なMINIシリーズは、標準キャビネットの半分の深さで、ツートングレーのみの展開となります
- Colorstack™キャビネットは、引き出しの前面の色を複数ご用意しているため、スライドの色分けに最適です
- すべてのキャビネットは上部と下部が完全に密閉されており、ほこりのない保管が可能です。確実に安全な位置でスタッキングするために、前面と背面の両方の全幅にリップが付いています。各引き出しには、不用意に取り外されないようにストッパーが付いていますが、引き出しは取り外して移設することができます。
- キャビネットにはベーススタンド（ブラックのみ）とカラー天板カバーをご用意しています。ベーススタンドには、スタンダードタイプと重厚感のあるホイールベースタイプがあります。スタンダードタイプはキャビネットを地面から浮かせて引き出しを開けやすくし、ホイールベースタイプはキャビネットを積み重ねて移動させることができます
- 積むことができるキャビネットの数は、各キャビネットの内容物/重量だけでなく、床の容量に完全に依存します



ブロックストアキャビネット

ブロックストアキャビネットは、最大 12 x 25 x 30 mm までの加工用カセット、包埋リング、アンマウントブロックを収納することができます

- 幅 30 mm の7列に分かれた8つの引き出し
- 青、緑、ツートングレーの3色をご提供
- 標準とMINI（灰色のみ）の2つのサイズでご提供

付属品	注文番号
3000カセット (48 x 48 x 27.5 cm)	E4322BLUE
3000カセット (48 x 48 x 27.5 cm)	E4322GRAY

14段スライド式ファイリングキャビネット

14段の引出しキャビネットは、76×26 mm の顕微鏡スライドを収納できるように設計されています。

- 青、緑、ツートングレーの3色をご提供
- 標準とMINI (灰色のみ) の2つのサイズでご提供
- 乾燥していないスライドは、スプリングスペーサーを使用して分離して収納することもできます (注文番号E43/16)

付属品	注文番号
6000スライド (48 x 48 x 14 cm)	E4312BLUE
6000スライド (48 x 48 x 14 cm)	E4312GREEN
6000スライド (48 x 48 x 14 cm)	E4312GRAY



積み重ね可能なスライド収納キャビネット

- 75 x 26 mm の標準的な顕微鏡スライドを5,000枚まで収納可能
- 6セルメタルユニットはベージュの焼きホーロー仕上げです
- ユニットは引き出し付きで販売
- キャビネットは、積み重ねると一緒にロックされます
- 金属ベース(別売)は、ベンチの表面と床を保護するために4つのゴム足に取り付けられています

付属品	注文番号
収納キャビネット (48.3 x 40 x 12.7 cm)	141000
キャビネットベース (47.6 x 40 x 7 cm)	141001

カラースタックファイリングキャビネット



カラースタックファイリングキャビネット

- カラースタックキャビネットは、76 x 26 mm のスライドを色分けして収納できるように設計されています
- 引き出しの色は10色から選択可能
- キャビネットと引き出しの本体は、クリーム色のエポキシコーティングされた金属製です
- 標準ベーススタンドに適合 (注文番号E4315)



交換用の引き出しとアーカイブシステム


スライドの不必要な取り扱いや時間を節約するためには、カラースタックの引き出しを空の引き出しと交換するだけです。交換用の引き出しは、フルサイズのドロワーを長期保管するために再利用できるように設計されたボックスに4個セットで供給されます。

- 各ボックスには、色分けされた4個の交換用引き出しが入っています
- カラースタックキャビネットと同じ10色をご用意

色	寸法	容量	注文番号 (引き出し付きキャビネット)	注文番号 (交換用引き出し)
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CAQUA	E4312CDAQUA
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CBBLUE	E4312CDBBLUE
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CGREEN	E4312CDGREEN
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CGRAY	E4312CDGRAY
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CLILAC	E4312CDLILAC
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CORANGE	E4312CDORANGE
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CPINK	E4312CDPINK
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CTAN	E4312CDTAN
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CWHITE	E4312CDWHITE
	48 x 48 x 14 cm	6000 スライド	E4312CYELLOW	E4312CDYELLOW

色はイメージです

トップカバー、スタンド、収納ボックス



トップカバー

エプレディアキャビネット用の金属製トップカバー。

- キャビネットを作業面として使用することができます

付属品	注文番号
48 x 48 x 2.5 cm	E4314GREEN

標準および頑丈なホイールベーススタンド


エプレディアキャビネット用のブラックベーススタンドです。

- ホイール付きベーススタンドは、4つの頑丈な回転キャスターで補強されています



付属品	注文番号
標準 (48 x 48 x 11 cm)	E4315
標準ヘビーデューティーホイールベーススタンド (48 x 48 x 20 cm)	E4315/HDWB

エプレディア収納キャビネット用アクセサリ



スプリングスペーサー

スライドが完全に乾かないうちに保管しておく、スプリングスペーサーがスライドを分離して固着を防ぐことができます。

互換キャビネット

E4312Color と E4312C/Color

注文番号

E4316



スライドファイリング位置ストリップ

これらのストリップは、キャビネットから取り外されたスライドの位置を識別するために使用されます。

製品説明

白 (1パッケージ中100個)

注文番号

E4325

引出し仕切り板

7段のファイリングキャビネットに使用できる仕切り板なので、76 x 26 mm のスライドはもちろん、大きめのスライドなども収納できます。

互換キャビネット

E4313Color

注文番号

E4321

フォーム仕切り板

この仕切りは、76 x 26 mm のスライドをスライド引き出しの中に立てて保持するために使用します。

互換キャビネット	注文番号
E43/12Color、E43/12MINI、および E43/12C/Color	B1000152



プラスチック製スライドボックス

非常に耐久性のあるプラスチック製のスライドボックスに 76 x 26 mm のスライドを格納します。

- スライド容量25、50、100枚の3サイズをご用意
- スライド容量25と50枚のボックスは蓋が分かれています
- 50枚容量のスライドボックスにはプラスチック製のキャッチが付いています
- 100枚容量のスライドボックスには金属製のクラスプが付いています
- 白、青、赤の3色展開
- 蓋の中にインデックスカードが入ったコルク張り

製品説明	注文番号
25スライドボックス (5.5 x 3.375 x 1.25インチ)	
白	B1780
赤	B1781
青	B1782
50スライドボックス (8.25 x 3.375 x 1.25インチ)	
白	B1783
赤	B1784
青	B1785
100スライドボックス (8.25 x 6.375 x 1.25インチ)	
赤	B1787
青	B1788



スライド収納ボックス

スライド容量100枚

- プラスチック製
- 保存されているスライドの検索を助けるためにインデックス化されています

製品説明	注文番号
プラスチック製スライド収納ボックス	58299

スライドトレイ、メーラー、封筒、フォルダー



プラスチック製スライドフォルダー

76 x 26 mm のスライドを簡単に色分けできるプラスチック製スライドフォルダーをご用意しています。

- スライド容量20枚
- 5色展開
- 透明カバー付きでスタッキング可能

製品説明	数量	注文番号
青	1ケースあたり10個	B1001200BL
緑	1ケースあたり10個	B1001200GR
グレー	1ケースあたり10個	B1001200GY
白	1ケースあたり10個	B1001200WH
黄色	1ケースあたり10個	B1001200YW



スライドホルダー

スライドホルダーは高密度ポリエチレン製で、膨らんだり、反ったり、割れたりすることがありません。

- 電子レンジや乾燥炉でも使用できます。
- 寸法(幅 x 高さ): 4 x 6 インチ (10 x 25 cm)

製品説明	数量	注文番号
スライドホルダー	1ケースあたり5個	SH460



メーカーとフォルダー

スライドメーカー、収納ボックス、フォルダーは20枚のスライドを収納できるように設計されています。

スライドメーカー

- 段ボール製
- 3 x 1 インチ (76 x 25 mm) の顕微鏡スライドを2枚収納
- (幅 x 高さ) 3.125 x 4 インチ (79 x 102 mm) の構成は、米国に準拠しています
郵便規制
- 切り取られた窓により、患者識別を見ることができます
- 各ボックスは30枚のメーカーを収納
- 1箱当たり24個で販売、1ケース30箱

スライドフォルダー

- プラスチック製
- シースルーフラップにより、スライドを検索する際にフォルダを開く必要がなくなります
- 掃除が容易

製品説明	数量	注文番号
スライドメーカー	1箱中24個	2500

メーカーと封筒

スライドメーカーと封筒はプラスチック製です。

- プラスチック製のメーカーは、スライドセパレーターを内蔵し、蝶番付きのぴったりとした蓋が付いた一枚仕立てのデザインで5面を保持します

製品説明	数量	注文番号
プラスチック	1パッケージ中12個	125





ダンボール製スライドフォルダー

ボール紙のスライドフォルダーは、重く強化された段ボールで作られています。

- 3 x 1 インチ (76 x 26 mm) の顕微鏡スライドを収納
- 2つの容量をご用意

物理的仕様

- 20枚スライドフォルダー (クローズド) : (幅×高さ) : 8 x 13.5インチ (20. x 34.3 cm)
- 30枚スライドフォルダー : (幅×高さ) : 10.125 x 13.5 インチ (28. x 34.3 cm)

製品説明	注文番号
20枚スライドフォルダー	1604
30枚スライドフォルダー	1606
40枚スライドフォルダー	1607

