



轮转切片机 HM 325

可靠的性能、改善的效率

- 高稳定性、高精度, 可实现优质石蜡切片
- 独特的切片厚度设置, 带有可拆卸旋钮, 方便左右手操作
- 可复位的电子切片计数器
- 两级快速修片 (10 μm 和 30 μm) 独立于预设的精细切片厚度
- 利用可复现的原点定位实现精准的 X/Y 定位
- 手动粗进轮
- 样本回缩 (可以停用)
- 提供的最长行程 (64mm) 即使是巨型或超大包埋盒, 也可以高质量切片
- 大尺寸可拆卸切片废屑槽覆盖整个工作区

物理规格

尺寸 (D x W x H):
19 x 16.5 x 11 in
(49 x 42 x 28 cm)

重量: 51 lbs / 23 kg

水平进给位移: 28 mm
切片厚度范围: 0.5-60 μm
机械修片: 10/30 μm
回缩: 60 μm

包括

标准工具、拉丝铝盖板、防尘盖和
操作员指南

描述	订单号
带通用包埋盒夹具和 E 型刀架	902100AC
带通用包埋盒夹具和 ER 型刀架	902100ERC

您将需要:

 刀片、刀架、
刀具

 Cool Cut 蜡
块冷却系统和
STS 切片
转移系统

 显微镜玻片

 冷冻剂