



Rotationsmikrotom HM 325

Zuverlässige Leistung, zusätzliche Effizienz

- Hohe Stabilität und Präzision für Paraffinschnitte höchster Qualität
- Durch die einzigartige Schnittdickeneinstellung mit abnehmbaren Bedienknöpfen eignet sich das Gerät sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.
- Rücksetzbarer elektronischer Schnittzähler
- Zwei Trimmstufen (10 µm und 30 µm) unabhängig von der voreingestellten Feinschnittdicke
- X/Y-Feinausrichtung mit reproduzierbarer Nullpositionierung
- Rad für manuellen Grobvorschub
- Probenrückzug (kann deaktiviert werden)
- Lange Hublänge (64 mm) ermöglicht Schnitte von hoher Qualität bei Makro-/SuperMega-Kassetten.
- Die große abnehmbare Schnittabfallwanne deckt den gesamten Arbeitsbereich ab.

Technische Daten

Abmessungen (T x B x H):
49 x 42 x 28 cm

Gewicht: 23 kg

Horizontaler Objektvorschub: 28 mm
Schnittdickenbereich: 0,5–60 µm
Mechanische Trimmstufen:
10/30 µm
Rückzug: 60 µm

Lieferumfang

Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung

Beschreibung	Bestellnummer
HM 325, nur Gerät	902100
Mit Universalkassettenklammer und Einwegklingenhalter E	902100A
Mit Universalkassettenklammer und ER-Klingenträger	902100ER

Hierzu passend:

