



ロータリーマイクロトームHM 325

信頼性の高い性能、効率性の向上

- 高品質なパラフィン切片のための高い安定性と精度
- 両手で操作可能な取り外し可能なノブを備えた、独自の切片厚設定機能
- リセット可能な電子切片カウンター
- 2段のクイックトリムステージ (10 μmと30 μm) は、プリセットされた微細切片の厚さとは別です
- 再現性のあるゼロ位置決めを備えた精密なX / Y方向付け
- 手動粗動送りホイール
- 検体の引き込み (非アクティブ化可能)
- 長いストローク長 (64ミリ) により、Macro / SuperMegaカセットにおいて高品質の薄切が可能です
- 大型で取外し可能な切片廃棄物トレイが作業領域全体をカバーします

仕様

寸法 (D x W x H):
19 x 16.5 x 11 インチ
(49 x 42 x 28 cm)

重量: 51ポンド/23キロ

水平送りの範囲: 28ミリ
切片厚の範囲: 0.5~60 μm
機械的トリミングステージ: 10/30 μm
引き込み: 60 μm

構成品

標準ツール、つや消しアルミニウム
カバープレート、埃カバー、オペレーターガイド

製品説明	注文番号
HM 325ユニットのみ	902100
ユニバーサルカセットクランプとEブレードホルダー付き	902100A
ユニバーサルカセットクランプとERブレードキャリア付き	902100ER

必要なもの:

