



轮转切片机 HM 340E

稳定快速地制备

- 高度稳定的刀架平台可产生高质量的切片蜡带, 即使难以切割的石蜡切片也能轻松应对
- 符合人体工学设计的可拆卸控制面板可以放到切片机的任一侧
- 控制面板带有多功能键盘和旋钮, 可轻松选择切片厚度、切片模式、速度控制、记忆功能和菜单选项。
- 轻松切换修片和精细切片的厚度设置
- 切片位置记忆功能
- 利用可复现的原点定位实现精准的 X/Y 定位
- 摇摆模式可将手轮摇到前进位置, 以完成样本的进样, 而不必完全旋转手轮
- 电动进样
- 样本回缩 (可以停用)
- 提供的最长行程 (72 mm) 即使是巨型或超大包埋盒, 也可以高质量切片
- 大尺寸可拆卸切片废屑槽覆盖整个工作区

物理规格

尺寸 (D x W x H):
20.5 x 16.1 x 11 in
(52 x 41 x 28 cm)

重量: 61.7 lbs / 28 kg

水平进给位移: 28 mm
切片厚度范围: 0.5-100 µm
修片厚度范围: 5-500 µm
回缩: 40 µm

电源要求:
100-240 V, 50/60 Hz

包括

标准工具、拉丝铝盖板、防尘盖和
操作员指南

描述	订单号
带通用包埋盒夹具和 E 型刀架	905190AC
带通用包埋盒夹具和 ER 型刀架	905190ERC

您将需要:



刀片、刀架、
刀具



Cool Cut 蜡
块冷却系统
和 STS 切片
转移系统



显微镜玻片



冷冻剂