



ロータリーマイクロームHM 340E

安定性と迅速な準備

- 安定性の高いブレードホルダープラットフォームにより、切断が困難なパラフィン切片の場合でも高品質の薄切検体が得られます
- 人間工学に基づいた取り外し可能なコントロールパネルは、マイクロームのどちら側にも配置することができます
- 多機能キーパッドとノブを備えたコントロールパネルにより、切片厚、薄切モード、速度制御、メモリ機能、およびメニューオプションを簡単に選択できます。
- 厚さ設定をトリミングと微動薄切との間で簡単に切り替え可能
- 切片の位置決めのメモリ機能
- 再現性のあるゼロ位置決めに備えた精密なX / Y方向付け
- ロッキングモードでは、ハンドホイールを前方位置に「ロッキング」させることにより、ハンドホイールを完全に回転させずに検体を前進させることができます
- 検体の電動式前進
- 検体の引き込み (非アクティブ化可能)
- ご提供する最長ストローク長 (72ミリ) により、Macro / SuperMegaカセットでも高品質の薄切が可能
- 大型で取外し可能な切片廃棄物トレイが作業領域全体をカバー

仕様

寸法 (D x W x H):
20.5 x 16.1 x 11 インチ
(52 x 41 x 28 cm)

重量: 61.7ポンド/28キロ

水平送りの範囲: 28ミリ
切片厚の範囲: 0.5~100 μm
トリム厚の範囲: 5~500 μm
引き込み: 40 μm

電源要件:
100~240 V、50/60 Hz

構成品

標準ツール、つや消しアルミニウム
カバープレート、埃カバー、
オペレーターガイド

製品説明	注文番号
HM 340Eユニットのみ	905190
ユニバーサルカセットクランプと Eブレードホルダー付き	905190A
ユニバーサルカセットクランプと ERブレードキャリア付き	905190ER

必要なもの:

