



轮转切片机 HM 355S

可复现的质量

- 利用可复现的原点定位实现精准的 XY 定位
- 样本位置记忆功能
- 控制面板带有多功能键盘和旋钮, 可轻松选择切片厚度、切片模式、速度控制、记忆功能和菜单选项。

操作员安全

- 全自动轮转切片机操作直观、安全, 符合人体工学设计
- 电动切片可通过速度/启停旋钮、启停按钮或可选的脚踏板进行操作
- 通过双击操作和电动操作后自动制动的方式来防止意外启动
- 符合人体工学设计的可拆卸控制面板可以放到切片机的任一側
- 易于操控的紧急制动按钮

增添便利性

- 轻松切换修片和切片/精细的厚度设置
- 摇摆模式可将手轮摇到前进位置, 以完成样本的进样, 而不必完全旋转手轮
- 四种电动操作模式 (单一、间隔、多次和连续)
- 大尺寸可拆卸切片废屑槽覆盖整个工作区

物理规格

尺寸 (D x W x H):
20.5 x 16.1 x 11 in
(52 x 41 x 28 cm)

重量: 68.3 lbs / 31 kg

水平进给位移: 28 mm
样本垂直行程: 72 mm
切片速度: 0-450 mm/s
切片厚度范围: 0.5-100 μ m
修片厚度范围: 5-500 mm
回缩: 40 μ m

电源要求:
100-240 V, 50/60 Hz, 1.6A

包括

标准工具、拉丝铝盖板、防尘盖、说明手册

| 描述 | 订单号 |
|------------------|-----------|
| 带通用包埋盒夹具和 E 型刀架 | 905200AC |
| 带通用包埋盒夹具和 ER 型刀架 | 905200ERC |

您将需要:

