



ロータリーマイクロームHM 355S

再現性のある品質

- 再現性のあるゼロ位置決めを備えた精密なX / Y方向付け
- 検体位置のメモリ機能
- 多機能キーパッドとノブを備えたコントロールパネルにより、切片厚、薄切モード、速度制御、メモリ機能、およびメニューオプションを簡単に選択できます。

オペレーターの安全

- 安全かつ人間工学に基づいた、直感的な全自動ロータリーマイクローム
- 電動式の薄切は、速度/開始-停止ノブ、開始-停止ボタン、またはオプションのフットペダルで操作できます
- ダブルクリック操作による誤開始の防止と電動作用後の自動ブレーキ
- 人間工学に基づいた、取り外し可能なコントロールパネルは、マイクロームのどちら側にも配置することができます
- 容易にアクセス可能な非常停止ボタン

簡便性をさらに充実

- 厚さ設定をトリミングと薄切/微動との間で簡単に切り替え可能
- ロッキングモードでは、ハンドホイールを前方位置に「ロッキング」させることにより、ハンドホイールを完全に回転させずに検体を前進させることができます
- 4つの電動運転モード(単一切片、インターバル、複数切片、連続)
- 大型で取外し可能な切片廃棄物トレイが作業領域全体をカバー

仕様

寸法(D x W x H):
20.5 x 16.1 x 11 インチ
(52 x 41 x 28 cm)

重量: 68.3ポンド/31キロ

水平送りの範囲: 28ミリ
切断ストローク: 72ミリ
薄切速度: 0~450 mm/s
切片厚の範囲: 0.5~100 μm
トリム厚の範囲: 5~500 μm
引き込み: 40 μm

電源要件:
100~240V、50/60Hz、1.6A

構成

標準ツール、つや消しアルミニウム
カバープレート、埃カバー、
使用説明書

製品説明

HM 355Sユニットのみ

注文番号

905200

ユニバーサルカセットクランプと
Eブレードホルダー付き

905200A

ユニバーサルカセットクランプと
ERブレードホルダー付き

905200ER

必要なもの:



ブレード、
ブレードホル
ダー、ナイフ



クールカット
およびSTS



顕微鏡用ス
ライド



凍結
スプレー