



## 平推切片机 HM 430

### 多功能、精度高

- 根据样本尺寸选择行程长度
- 同轴样本定向和记忆功能, 可快速重新定向预切割蜡块
- 集成式刀架沿着精确的免维护交叉滚柱轴承系统滑行
- 轻松旋转旋钮即可选择手动或自动进样
- 集成式可拆卸废屑槽
- 利用可复现的原点定位实现精准的 X/Y 定位
- 刀架配有集成式可移动的刀片防护装置
- 人体工学手柄用于移动刀架

### 物理规格

尺寸 (D x W x H):  
19.3 x 14.2 x 12.6 in  
(49 x 36 x 32 cm)

重量: 50.7 lbs / 23 kg

容纳高达 80 x 60 mm 的样本  
切片厚度进料: 0.5-60  $\mu\text{m}$   
垂直进料范围: 40 mm (最大)  
水平刀具行程: 190 mm (最大)

### 包括

防尘盖和操作手册

描述	订单号
带窄型刀架和 5 x 80 样本夹	910010LC

### 您将需要:

 刀片、刀架、  
刀具

 显微镜玻片

 冷冻剂