



Schlittenmikrotom HM 430

Vielseitigkeit trifft auf Präzision

- Hublängenauswahl in Abhängigkeit von der Probengröße
- Koaxiale Probenausrichtung und Speicherfunktion zum schnellen Wiedereinsatz vorgeschchnittener Blöcke
- Der integrierte Klingenhalter gleitet auf wartungsfreien, präzisen Kreuzrollenführungen.
- Einfache Umschaltung zwischen manuellem und automatischen Vorschub mittels Drehknopf
- Integrierte, abnehmbare Abfallwanne
- X/Y-Feinausrichtung mit reproduzierbarer Nullpositionierung
- Klingenhalter mit integriertem, beweglichem Klingenschutz
- Ergonomischer Griff zum Bewegen des Klingenhalters

Technische Daten

Abmessungen (T x B x H):
49 x 36 x 32 cm

Gewicht: 23 kg

Für Proben bis zu 80 mm x 60 mm
Schnitt dickenvorschub: 0,5–60 µm
Vertikaler Objektvorschub:
40 mm (max.)
Horizontaler Messerhub:
190 mm (max.)

Lieferumfang

Staubabdeckung und
Bedienungsanleitung

Beschreibung	Bestellnummer
HM 430, nur Gerät	910010
Mit Niedrigprofil-Klingenhalter und Probenklammer von 45 x 80 mm	910010L
Mit Hochprofil-Klingenhalter und Probenklammer von 45 x 80 mm	910010H

Hierzu passend:

 Klingen,
Klingenhalter,
Messer

 Objektträger

 Gefrier-
sprays