



平推切片机 HM 450

结果驱动

- 可选择的样本回缩
- 三种不同速度设置的电动粗进料
- 切片过程中可以根据用户偏好选择自动或手动进样
- 利用可复现的原点定位实现精准的 XY 定位

方便使用

- 集成式刀架沿着精确的免维护交叉滚柱轴承系统滑行，确保快速、舒适的操作
- 人体工学手柄用于移动刀架
- 用户友好的控制面板可轻松设置切片参数
- 采用步进电机技术，以确保精准进样
- 修片功能可在切片功能之前进行精确的蜡块修整
- 显示屏显示进料 (切片) /修片厚度、进料模式和回缩状态，并且可选择切片计数器、步长总和或剩余行程。
- 集成式可拆卸废屑槽
- 刀架配有集成式可移动的刀片防护装置
- 提供窄型和宽型一次性刀片需要的刀片夹

物理规格

尺寸 (D x W x H):
18.1 x 14.6 x 12.6 in
(46 x 37 x 32 cm)

重量: 50.7 lbs / 23 kg

容纳高达 80 x 60 mm 的样本
切片厚度进料: 0.5-100 µm
修片厚度: 10-500 µm
垂直进料范围: 40 mm (最大)
水平刀具行程: 190 mm (最大)

电源要求:
100-240 V, 50-60 HZ, 0.5A

包括

防尘盖和操作手册

描述	订单号
带窄型刀片夹和 5 x 80 样本夹	910020LC

您将需要:

-  刀片、刀架、刀具
-  显微镜玻片
-  冷冻剂