



スライディングマイクローム HM 450

結果重視

- リトラクション機能の選択が可能
- 3段階の速度設定が可能な電動粗動送り
- ユーザーの好みに応じて、薄切中の自動または手動検体送りを選択できます
- 再現性のあるゼロ位置決めを備えた精密なX / Y方向付け

使いやすさ

- 一体型ナイフホルダーは、メンテナンスフリーかつ精密なクロスローラーベアリングシステムに沿って滑動し、高速で快適な操作をお約束します
- 人間工学に基づいたハンドルによりナイフホルダーを移動
- 使いやすい操作パネルで、薄切パラメーターの設定が簡単
- 精密で正確な検体送りを実現するため、ステッピングモーター技術を採用
- トリミング機能により、薄切機能の前に精密なブロックトリミングが可能です
- 送り(薄切)/トリム厚さ、送りモード、引き込みの状態のほか、薄切カウンター、ステップサム、および残りの行程についての選択がディスプレイに表示されます
- 一体型で取り外し可能な廃棄物トレイ
- 取外し可能な統合型ナイフガードを備えたナイフホルダー
- ロープロファイルおよびハイプロファイルの使い捨てブレードの使用が可能

仕様

寸法 (D x W x H):
18.1 x 14.6 x 12.6 インチ
(46 x 37 x 32 cm)

重量: 50.7ポンド・23キロ

80 x 60ミリまでの検体に対応
切片厚の送り: 0.5~100 μ m
トリミング厚: 10~500 μ m
縦送りの範囲: 40ミリ(最大)
水平ナイフストローク: 190ミリ(最大)

電源要件:
100~240 V、50~60 Hz、0.5 A

構成

埃カバーとオペレーターガイド

製品説明	注文番号
HM 450ユニットのみ	910020
ロープロファイルブレードインサートおよび 5 x 80 検体クランプ付き	910020L
ハイプロファイルブレードインサートおよび 5 x 80 検体クランプ付き	910020H

必要なもの:

ブレード、
ブレードホル
ダー、ナイフ

顕微鏡用ス
ライド

凍結
スプレー