

刀架



E 型一次性刀架, 适用于 HM 355S、HM 340E 和 HM 325

- 带有用于窄型和宽型刀片的快速夹紧系统, 间隙角度可调
- 带刻度的可移动刀片防护装置可在任何位置覆盖整个刀片



ER 型一次性刀架, 适用于 HM 355S、HM 340E 和 HM 325

- 带有用于窄型和宽型刀片的快速夹紧系统, 间隙角度可调
- 夹板横向移动即可移动刀片, 而不必松开夹具
- 用于切割 Macro/SuperMega 包埋盒 (垂直)
- 可移动刀片防护装置可在任何位置覆盖整个刀片
- 可拆卸的切割角度调节杆

标准实心刀具架 N, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325

- 带集成式刀片防护装置, 间隙角度可调
- 刀片高度可通过导向杆调节
- 可拆卸的切割角度设定杆

标准实心刀具架 C, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325

- 稳定版适用于钨钢刀和常规刀片
- 中央夹板在施加最大切割力的位置都具有最佳的稳定性
- 可充分利用整个刀口, 并可以进行间隙角度调整
- 可拆卸的切割角度设定杆

描述	订单号
E 型一次性刀架, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325	705800
ER 型一次性刀架, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325	705830
标准实心刀具架 N, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325	705820
实心刀具架 C, 适用于 HM 355S、HM 340E、HM 325	705810