

ブレードホルダー



HM 355S、HM 340E、およびHM 325用のE使い捨てブレードホルダー

- ハイプロファイルおよびロープロファイルブレード用クイッククランプシステム、クリアランス角度調整付き
- 目盛り付きの可動式ブレードガードは、どの位置でもブレード全体をカバー



HM 355S、HM 340E、および HM 325用のER使い捨てブレードホルダー

- ハイプロファイルおよびロープロファイルブレード用クイッククランプシステム、クリアランス角度調整付き
- クランププレートは横方向に移動して、クランプ解除の必要なくブレードを移動
- Macro / SuperMegaカセットの切断に使用（縦型）
- 可動式ブレードガードは、どの位置でもブレード全体をカバー
- 取り外し可能な切断角度調整レバー

HM 355S、HM 340E、HM 325用の標準ソリッドナイフキャリアN

- 一体型ブレードガードとクリアランス角度調整付き
- ブレードの高さはガイダンスバーにより調整可能
- 取り外し可能な切断角度設定レバー

HM 355S、HM 340E、HM 325用の標準ソリッドナイフキャリア C

- 炭化タングステンと従来のブレードの使用に対応した安定版
- 中央クランププレートにより、切断力が最も高い位置で最適な安定性を実現
- 刃先全体の最大利用とクリアランス角度調整が可能
- 取り外し可能な切断角度設定レバー

製品説明	注文番号
HM 355S、HM 340E、および HM 325用のE使い捨てブレードホルダー	705800
HM355S、HM340E、およびHM325用のER使い捨てブレードホルダー	705830
HM 355S、HM 340E、HM 325用の標準ソリッドナイフキャリアN	705820
HM 355S、HM 340E、HM 325用のソリッドナイフキャリアC	705810