

## 切片机用一次性刀片

### 窄型刀片



#### MX35 Ultra 超优™ 一次性窄刀片

适合所有类型组织切片的全能型优质窄型刀片，刀片寿命也有提高。

3053835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



#### MX35 Premier + 优加™ 一次性窄刀片

刀片设计用于硬组织切片和高质量薄切片。

3052835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



#### MX35 Premier 高级™ 一次性窄刀片

优质刀片，适合硬组织比例较高的常规应用。

3051835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



#### MB35™ Premier 高级一次性窄刀片

常规切片应用的最佳选择。

3050835 | 刀片角度:34° | 50 片/包



#### MB22 Premier™ 高级一次性窄刀片

刀片设计有更陡的角度，使操作员可以更快地精准切割更薄的切片。非常适合肾脏活检和淋巴结。

3050822 | 刀片角度:22° | 50 片/包

## 宽型刀片



### HP35 Ultra 优加™ 一次性宽刀片

适合所有类型组织切片的全能型优质宽型刀片，刀片寿命也有提高。

3153735 | 刀片角度:34° | 50 片/包



### HP35™ 一次性宽刀片

刀片设计用于高质量薄切片。

3150734 | 刀片角度:34° | 50 片/包



### HP35N Ultra 优加™ 一次性宽刀片

适合所有类型的组织，可获得高质量的薄组织切片。无 PTFE 涂层。

3151735 | 刀片角度:34° | 50 片/包

刀片类型	窄型刀片					宽型刀片		
	MX35 Ultra 超优	MX35 Premier + 优加	MX35 Premier 高级	MB35 Premier 高级	MB22 Premier 高级	HP35 Ultra 超优	HP35	HP35N Ultra 超优
订单号	3053835	3052835	3051835	3050835	3050822	3153735	3150734	3151735
边缘角度	34°	34°	34°	34°	22°	34°	34°	34°
冷冻切片机	最佳	良好	良好	良好	最佳	最佳		良好
软组织	最佳	良好	良好	良好	良好	最佳	良好	良好
硬组织	最佳	最佳	良好	良好		最佳		良好
薄切片	最佳	良好	良好	良好	最佳	最佳	最佳	良好
活检和再切	最佳	良好	最佳	良好		最佳		良好

### Richard Allan Scientific™ Edge-Rite™ 一次性切片机刀片

窄型和宽型刀片由手术级钢材制成, 经过特殊涂层处理, 以延长使用寿命并优化切片质量。



#### 窄型刀片

- 窄型刀片比传统刀片厚 20%, 有效提升了刀口的稳定性, 便于进行优质条带切割和用于冷冻切片机
- 刀片加长 5%, 每个刀片可切出更多切片
- 可适应任何窄型刀架

窄型 (4280L) | 宽型 (4275H) | 50 个/包

### Shandon Premium 一次性切片机刀片

Shandon Premium 标准宽型一次性刀片有耐用型和 PTFE 涂层两种型号。



Premium 宽型 (1001259) | 50 片/包

Premium PTFE 涂层宽型 (1001593) | 50 个/包



## 可重用的钢刀

当技术应用要求时, 可将 EpreDia 可重用钢刀用于切片机或冷冻切片机。

- C 型刀用于标准石蜡和冷冻技术
- D 型刀用于对刀具稳定性要求更高的硬材料切片
- 对非常硬的样本或树脂包埋的样本进行切片时, 碳化钨刀可提供所需的强度和耐用性
- 可订购内含刀具的合适刀盒; 每盒包含 2 把刀

配件	订单号
碳化钨刀尖的 D 型刀 16 cm	152120