

ミクローム用使い捨てブレード

ロープロファイルブレード



MX35 Ultra™ ロープロファイルブレード

あらゆるタイプの組織薄切に対応し、ブレード寿命が長い、オールラウンドの優れたロープロファイルブレードです。

3053835 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



MX35 Premier +™ ロープロファイルブレード

硬組織の薄切や、高品質の薄い切片の薄切のために設計されたブレードです。

3052835 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



MX35 Premier™ ロープロファイルブレード

硬組織の割合が多いルーチン用途のための優れたブレードです。

3051835 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



MB35™ Premier ロープロファイルブレード

ルーチンの薄切用途に最適です。

3050835 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



MB22 Premier™ ロープロファイルブレード

より鋭角のブレード設計により、より薄い切片をより速く正確に切断することができます。腎生検やリンパ節生検に優れています。

3050822 | ブレードの角度: 22° | 1パッケージ中50個

ハイプロファイルブレード



HP35 Ultra™ ハイプロファイルブレード

あらゆるタイプの組織薄切に対応し、ブレード寿命が長い、オールラウンドの優れたハイプロファイルブレードです。

3153735 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



HP35™ ハイプロファイルブレード

高品質な薄い薄切のために設計されたブレードです。

3150734 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個



HP35N Ultra™ ハイプロファイルブレード

あらゆる組織の薄切を行い、高品質な薄い組織切片を提供します。PTFEコーティングなし

3151735 | ブレードの角度: 34° | 1パッケージ中50個

ブレードタイプ	ロープロファイルブレード					ハイプロファイルブレード		
製品説明	MX35 Ultra	MX35 Premier +	MX35 Premier	MB35 Premier	MB22 Premier	HP35 Ultra	HP35	HP35N Ultra
注文番号	3053835	3052835	3051835	3050835	3050822	3153735	3150734	3151735
縁角度	34°	34°	34°	34°	34°	34°	34°	34°
クライオスタート	最良	良	良	良	最良	最良		良
軟組織	最良	良	良	良	良	最良	良	良
硬組織	最良	最良	良	良		最良		良
薄い薄切	最良	良	良	良	最良	最良	最良	良
生検と再切断	最良	良	最良	良		最良		良

Richard Allan Scientific™ Edge-Rite™使い捨てマイクロームブレード

外科用グレードの鋼材で作られ、長寿命化と切片の品質最適化を図るため、ロープロファイルおよびハイプロファイルのブレードには特別なコーティングが施されています。



ロープロファイルブレード

- ロープロファイルブレードは従来のブレードよりも20%厚く、ナイフエッジの安定性が向上しているため、優れたリボン化が可能となるとともに、クライオスタットでの使用が簡単になります
- ブレードは5%長いため、1枚のブレードでより多くの切片が作製可能
- あらゆるロープロファイルブレードホルダーに適合

ロープロファイル (4280L) | ハイプロファイル (4275H) | 1パッケージ中50個



Shandonプレミアム使い捨てマイクロームブレード

Shandonプレミアム標準ハイプロファイル使い捨てブレードには、高耐久型とPTFEコーティング型があります。

プレミアムハイプロファイル (1001259) | 50/pack

プレミアムハイプロファイル、PTFEコーティング付き (1001593) | 1パッケージ中50個

ナイフとブレード



リユーザブルスチールナイフ

エプレディアリユーザブルスチールナイフは、技術的用途により必要とされる場合、ミクロトームまたはクライオスタットと共に使用可能です。

- Cプロファイルナイフは、標準的なパラフィン法および凍結法に使用されます
- Dプロファイルナイフは、ナイフの高い安定性を必要とする硬い材料の薄切に使用されます
- 炭化タングステンナイフは、非常に硬い検体や樹脂包埋検体の薄切を行う際の、強度および耐久性のために使用されます
- ナイフに合うナイフケースを一緒にご注文いただけます（各ケースには2つのナイフを収納）

付属品	注文番号
鋼製Cプロファイルナイフ 16 cm	152020
Dプロファイル炭化タングステン製チップ 16 cm	152120