

冷冻剂



Richard-Allan Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cytocool™ II 冷冻剂

用于在组织切片中“急冻”组织样本。

- 不含消耗臭氧层的氟氯化碳
- 只需改变触发喷嘴上的手指压力即可控制组织冷冻；有助于防止样本过度冷却
- 集成触发喷嘴后不再需要给每罐安装单独的手柄，使 Cytocool II 冷冻剂体积更小，使用时握起来更舒适

11 oz (325 mL) | 12 瓶/箱

Ice-It™ 急冻剂

不会破坏臭氧层的冷冻剂，可在组织切片中使用。

- 舒适的触发喷嘴使剂量分配易于控制
- 可安装毛细管喷嘴进行定点冷冻
- 包含 1,1,1,2 四氟乙烷

11 oz (325 mL) | 12 瓶/箱



Shandon™ Envi-Ro-Tech™ 冷冻剂

可在组织切片中使用的冷冻剂。

- 不破坏臭氧层

234 mL

描述	数量	订单号
Richard-Allan Scientific Cytocool II 冷冻剂 (11 oz / 325 mL) *	12 瓶/箱	8323
Ice-It 急冻剂 (11 oz / 325 mL) *	12 瓶/箱	8325
Shandon 冷冻剂 (234 mL) *	单件	6769038

* 在欧洲、中东和非洲境内不可购买