

凍結スプレー



Richard-Allan Scientific™ Cytocool™ II 凍結スプレー

顕微切片作製法中に組織標本を「瞬間凍結」する為に使用します

- オゾン層の破壊物質であるフロン類を含有しません
- トリガーノズルにかける指の圧力を変えるだけで組織の凍結をコントロールすることができ、検体の過冷却を防ぐのに役立ちます
- 一体型のトリガーノズルにより、缶ごとに個別のハンドルを着ける必要がなくなったため、Cytocool II凍結スプレーはかさばらず使用時に持ちやすくなっています

11オンス (325 mL) | 1ケースあたり12個

Ice-It™ 急速凍結スプレー

顕微鏡切片作製法の際に使用するためのオゾン層に優しい凍結スプレー

- 快適なトリガーノズルにより噴射量を簡単に調節できます
- 取り付け可能な細長いノズルで局所的な凍結が可能です
- 1,1,1,2 テトラフルオロエタン含有

11オンス (325 mL) | 1ケースあたり12個



Shandon™ Envi-Ro-Tech™ 凍結スプレー

顕微切片作製法の際に使用する凍結スプレー

- オゾン層に優しい製品です

234 mL

製品説明	数量	注文番号
Richard-AllanScientificCytocoolII凍結スプレー (11 oz/325 mL)*	1ケースあたり12個	8323
Ice-It 急速凍結スプレー (11 oz / 325 mL)*	1ケースあたり12個	8325
Shandon 凍結スプレー (234 mL)*	各	6769038

* EMEA地域では購入できません