



Sauberer Druck. **Schlanker Prozess.**

Epredia PrintMate AS Gewebekassettendrucker





Für eine bessere Nutzung Ihrer Ressourcen und eine bessere Nachverfolgung – optimieren Sie Ihren Beschriftungsprozess mit dem EpreDia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker.

Verschanken Sie Ihre Arbeitsabläufe und vermeiden Sie Fehler im Labor

- Sparen Sie Zeit – der PrintMate AS Drucker druckt jede Kassette in zehn Sekunden oder weniger
- Durch die kompakte Stellfläche passt der Drucker problemlos neben den Zuschnitt
- Drucken Sie nur die Kassetten, die Sie benötigen, direkt am Einsatzort
- Vermeiden Sie Fehler, die typisch für manuelle Beschriftungen sind
- Es sind eine Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, um den Anforderungen Ihres Labors gerecht zu werden

Ihre Informationen sind genau dort, wo Sie sie benötigen

- Genießen Sie die Vorteile von gestochen scharfen, klaren Beschriftungen, die abriebfest auf Ihre Gewebekassetten gedruckt sind
- Verbesserte Effizienz – der Druck von 2D-Datenmatrix-Barcodes auf Kassetten ermöglicht die Automatisierung der Probenidentifikation in nachgelagerten Prozessen
- Auf Kassetten gedruckte Barcodes bieten eine nahtlose Verbindung zu LIS-Datensätzen mit umfassenden Fallidentifikationsinformationen
- Barcodes können am Mikrotom gescannt werden, um den Objektträgerdruck zu automatisieren



Leistungsstarke Kombination

Epredia PrintMate Gewebekassetten verfügen über eine völlig neue Oberflächenbeschaffenheit. Die verstärkte Druckoberfläche wurde entwickelt, um die Druckqualität bei der Verwendung mit PrintMate AS Kassettendruckern zu optimieren.

Sie werden mit PrintMate AS-kompatiblen Schächten angeboten, die passend entwickelt wurden, um Kassettenstau zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden



Der Epredia PrintMate AS Kassettendrucker kann für den Batch-Druck von Kassetten mit optionalem automatisiertem Sammelsystem (siehe Abbildung) verwendet werden.

Epredia PrintMateAS Spezifikationen (Basierend auf PrintMate AS 900)

Abmessungen (T x B x H) ohne Kassettenschächte	15 x 17 x 11.4 in 38 x 43,5 x 29 cm
Abmessungen (T x B x H) mit Kassettenschächten	15 x 17 x 32 in 38 x 43,5 x 81 cm
Gewicht ohne Kassettenschächte	14 kg
Gewicht mit Kassettenschächten	17 kg
Leistungsanforderungen	100–240 VAC; 50/60 Hz; 150 VA (512 BTU/h)
Druckmedien-Typ:	Thermotransfer-Farbband
Druckmedienkapazität:	ca. 20.000 Kassetten pro Rolle
Druckgeschwindigkeit:	ca. 10 Sekunden pro Kassette
Anschlussfähigkeit:	USB
Druckmedienfarbe:	Schwarz
Kassettenskapazität:	
PrintMate AS 150	150 Kassetten
PrintMate AS 450	450 Kassetten
PrintMate AS 900	900 Kassetten

Bestellinformationen

	Menge	Bestellnummer
Epredia Printmate AS Kassettendrucker		
Beinhaltet PrintMate AS, USB-Kabel, Netzkabel, 2, 6 oder 12 Kassettensmagazine, eine Rolle Farbband (installiert), Epredia™ LabWriter Software™ CD, Bedienerhandbuch		
PrintMate AS 150 Kassettendrucker		A83800001
PrintMate AS 450 Kassettendrucker		A83800002
PrintMate AS 900 Kassettendrucker		A83800003
Epredia Printmate AS Kassettendrucksystem		
Beinhaltet PrintMate AS, USB-Kabel, Netzkabel, 2, 6 oder 12 Kassettensmagazine, eine Rolle Band (installiert), Epredia™ LabWriter Software™ CD, Bedienerhandbuch, All-in-One-PC, digitale Barcodepestole		
PrintMate AS 150 Kassettendrucksystem		A83800004
PrintMate AS 450 Kassettendrucksystem		A83800005
PrintMate AS 900 Kassettendrucksystem		A83800006

Zubehör

Sammelsystem (inkl. Kabel, 4 Sammeltablets für Kassetten, Ausgabeführungen)	A79510014
Sammeltablets (Karton mit 4 Stück)	A79510022
Thermotransfer-Farbband, Karton mit 5 Rollen	A79510013
All-in-One-PC mit Touchscreen	B81300033
Digitale Barcodepestole (Linear/2D-Barcode-Lesegerät)	B35310050
ein Kassettensmagazin	A79510024

Weitere Informationen finden Sie unter epredia.com

