



Stampa nitida. **Processo veloce.**

Stampante per cassette per tessuti Epredia PrintMate AS





Massimizza le risorse e migliora la tracciabilità: semplifica il processo di etichettatura con la stampante per cassette Epredia™ PrintMate™ AS.

Velocizza il tuo flusso di lavoro ed evita gli errori all'interno del laboratorio

- Risparmia tempo: stampa ogni cassetta in dieci secondi o meno
- L'ingombro compatto consente alla stampante di adattarsi facilmente alla stazione di riduzione
- Stampa solo le cassette di cui hai bisogno, direttamente al punto di utilizzo
- Elimina gli errori tipici dei processi di scrittura manuale
- Sono disponibili varie configurazioni per soddisfare le tue esigenze di laboratorio

Le informazioni di cui hai bisogno esattamente dove le desideri

- Approfitta dei vantaggi di identificatori nitidi e chiari stampati in modo indelebile sulle cassette per tessuti
- Massimizza la tua efficienza: la stampa di codici a barre 2D sulle cassette consente l'automazione dell'identificazione dei campioni nei processi a valle
- I codici a barre stampati sulle cassette forniscono un collegamento diretto ai dati del LIS con informazioni complete sull'identificazione del caso
- I codici a barre possono essere scansionati durante il taglio al microtomo per automatizzare la stampa dei vetrini



Abbinamento per ottime prestazioni

Le cassette per tessuti Epredia PrintMate si contraddistinguono per la loro nuovissima finitura superficiale e le superfici di stampa rinforzate progettate per ottimizzare la qualità di stampa se utilizzate con le stampanti per cassette PrintMate AS.

Vengono offerte pre-impilate in contenitori compatibili con PrintMate AS progettati con precisione per ridurre gli inceppamenti e prevenire le interruzioni.



La stampante per cassette Epredia PrintMate AS può essere utilizzata per la stampa in batch di cassette con sistema di raccolta automatizzato opzionale come mostrato.

Specifiche di EpreDia PrintMate AS (basate su PrintMate AS 900)

Dimensioni (P x L x A) senza cassette pre impilate	15 x 17 x 11,4 pollici 38 x 43,5 x 29 cm
Dimensioni (P x L x A) con contenitori per cassette	15 x 17 x 32 pollici 38 x 43,5 x 81 cm
Peso senza contenitori per cassette	31 libbre, 14 kg
Peso con contenitori per cassette	37,5 libbre, 17 kg
Requisiti di alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Tipo di supporto di stampa	Nastro a trasferimento termico
Capacità del supporto di stampa	Circa 20.000 cassette per rotolo
Velocità di stampa	Circa 10 secondi per cassetta
Connettività	USB
Colore supporto di stampa	Nero
Capacità cassette:	
PrintMate AS 150	150 cassette
PrintMate AS 450	450 cassette
PrintMate AS 900	900 cassette

Informazioni per l'ordine

	Q.TÀ	Numero d'ordine
Stampante per cassette EpreDia PrintMate AS		
Include PrintMate AS, cavo USB, cavo di alimentazione, 2, 6 o 12 tramogge per cassette, un rotolo di nastro (installato), CD dell'EpreDia™ LabWriter Software™, guida per l'operatore		
Stampante per cassette PrintMate AS 150		A83800001
Stampante per cassette PrintMate AS 450		A83800002
Stampante per cassette PrintMate AS 900		A83800003
Sistema di stampa per cassette EpreDia PrintMate AS		
Include PrintMate AS, cavo USB, cavo di alimentazione, 2, 6 o 12 tramogge per cassette, un rotolo di nastro (installato), CD dell'EpreDia LabWriter Software, guida per l'operatore, PC all-in-one, imager digitale		
Sistema di stampa per cassette PrintMate AS 150		A83800004
Sistema di stampa per cassette PrintMate AS 450		A83800005
Sistema di stampa per cassette PrintMate AS 900		A83800006

Accessori

Sistema di raccolta (include cavo, 4 vassoi per cassette, guide di uscita)	A79510014
Vassoi di raccolta (scatola da 4)	A79510022
Nastro a trasferimento termico, scatola da 5 rotoli	A79510013
PC touchscreen all-in-one	B81300033
Imager digitale (lettore di codici a barre lineare/2D)	B35310050
Tramoggia cassette (ea)	A79510024

Per maggiori informazioni, visitare il sito epredia.com

