

クリアなプリント。頼れるプロセス。

ティッシューカセットプリンターEpredia PrintMate AS





リソースを最大限に活用し、管理作業を強化するため に、Epredia ™ PrintMate ™ ASカセットプリンターでラベリ ングプロセスを効率化してください。

## ワークフロー合理化とラボ内のエラー 回避

- ・ 時間の節約 各力セットを10秒以内に印刷
- コンパクトな設置面積により、グロスステーションの 横にプリンタを簡単に設置できます
- ・ 使用時に必要なカセットだけを印刷
- ・ 手書き作業に特有の人的ミスを排除
- ・ ラボのニーズに合わせて多様な構成が可能です

## 必要な情報が必要な場所で得られます

- ・ ティッシュカセットに消えないように印刷された、鮮明でクリアな識別子の利点をお楽しみください。
- ・ 効率の最大化 カセットに2次元データマトリックス バーコードを印刷することにより、その後の工程でサンプル識別を自動化
- ・ カセットに印刷されたバーコードにより、完全な検体 識別情報を持つLIS記録にシームレスにリンクします
- バーコードをミクロトーム脇でスキャンして、スライド 印刷を自動化します。



Epredia PrintMateAS仕様(PrintMate AS 900をベースにしています)	
寸法 (D x W x H)	15 x 17 x 11.4インチ
カセットチューブなし	38 x 43.5 x 29 cm
寸法 (D x W x H)	15 x 17 x 32インチ
カセットチューブ付き	38 x 43.5 x 81 cm
カセットチューブ未装着時の重量	14 kg (31 lb)
カセットチューブ装着時の重量	17 kg (37.5 lb)
電源	100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA
	(512 BTU/h)
印字記録媒体:	熱転写リボン
印字記録媒体の容量:	1ロールあたり約20,000本のカセット
印字速度:	カセット1個あたり約10秒
接続性:	USB
プリントメディアカラー:	黒色
カセット容量:	
PrintMate AS 150	カセット150本
PrintMate AS 450	カセット450本
PrintMate AS 900	カセット900本

## オーダーインフォメーション

数量	田番	
Epredia Printmate ASカセットプリンター		
PrintMate AS、USBケーブル、電源ケーブル、2、6、12個のカセット・ホッパー、1ロールのテープ(装着		
済み)、Epredia™ LabWriterソフトウェア™ CD、オペレーター・ガイドが含まれます		
PrintMate AS 150オンデマンドカセットプリンター	A83800001	
PrintMate AS 450オンデマンドカセットプリンター	A83800002	
PrintMate AS 900オンデマンドカセットプリンター	A83800003	
Epredia Printmate ASカセットプリントシステム		
PrintMate AS、USBケーブル、電源ケーブル、カセットホッパー2個、6個または12個、テープ1巻(装着		
済み)、Epredia LabWriterソフトウェアCD、オペレーターガイド、オールインワンPC、デジタル・イメー		
ジャーが含まれます		
PrintMate AS 150オンデマンドカセットプリントシステム	A83800004	
PrintMate AS 450オンデマンドカセットプリントシステム	A83800005	
PrintMate AS 900オンデマンドカセットプリントシステム	A83800006	

アクセサリー	
コレクションシステム(ケーブル、カセット用トレイ4枚、出力ガイドを含む)	A79510014
コレクショントレイ(1箱4個入り)	A79510022
熱転写リボン(1箱5ロール入り)	A79510013
オールインワンのタッチパネルPC	B81300033
デジタルイメージャー(リニア / 2次元バーコードリーダー	B35310050
カセットホッパー(1個)	A79510024

## 詳細は**epredia.comをご覧ください**

