



清晰列印。了解程序。

EpreDia PrintMate AS 組織包埋盒印表機



最大限度利用資源並加強您的監管鏈 — 使用 EpreDia™ PrintMate™ AS 包埋盒印表機簡化您的標籤流程。

精簡您的工作流程，避免實驗室中的錯誤

- 節省時間 — 在十秒鐘或更短的時間內完成每個包埋盒列印
- 小巧的體積使印表機可以很容易安裝在病理站旁邊
- 根據需要隨時列印包埋盒
- 消除手寫中特有的錯誤
- 多種配置可供選擇，以滿足您的實驗室需求

資訊觸手可及

- 享受清晰、明確的識別碼印在您組織包埋盒上的好處
- 最大化您的效率：在包埋盒上列印矩陣式二維條碼，使下游工藝實現檢體識別自動化
- 印在包埋盒上的條碼提供與 LIS 記錄 (具有完整的個案識別資訊) 的無縫連結
- 條碼可以在切片機上掃描，自動列印載片



效能配對

Epredia PrintMate 組織包埋盒具有全新的表面處理和強化的列印面設計，與 PrintMate AS 包埋盒印表機一起使用時，可使列印品質達到最佳化。

其提供與 PrintMate AS 相容的導管，這些導管經過精確設計，可減少卡塞，防止停機



利用可選的自動收集系統，Epredia PrintMate AS 包埋盒印表機可批量列印包埋盒，如圖所示。

Epredia PrintMateAS 規格 (基於 PrintMate AS 900)

尺寸 (深 x 寬 x 高) (不含包埋盒導管)	15 x 17 x 11.4 吋 38 x 43.5 x 29 公分
尺寸 (深 x 寬 x 高) (含包埋盒導管)	15 x 17 x 32 吋 38 x 43.5 x 81 公分
重量 (不含包埋盒導管)	31 磅 (14 公斤)
重量 (含包埋盒導管)	37.5 磅 (17 公斤)
電源要求	100-240 VAC、50/60 Hz、150 VA (512 BTU/h)
列印介質類型：	熱轉印帶
列印介質容量：	每卷約 20,000 個包埋盒
列印速度：	每個包埋盒約 10 秒
連線方式：	USB
列印介質顏色：	黑色
包埋盒容量：	
PrintMate AS 150	150 個包埋盒
PrintMate AS 450	450 個包埋盒
PrintMate AS 900	900 個包埋盒

訂購資訊

	數量	訂單編號
Epredia PrintMate AS 包埋盒印表機		
包括 PrintMate AS、USB 電纜、電源線、2、6 或 12 個包埋盒進料槽、一卷膠帶 (已安裝)、Epredia™ LabWriter software™ CD、操作指南		
PrintMate AS 150 包埋盒印表機		A83800001
PrintMate AS 450 包埋盒印表機		A83800002
PrintMate AS 900 包埋盒印表機		A83800003
Epredia PrintMate AS 包埋盒列印系統		
包括 PrintMate AS、USB 電纜、電源線、2、6 或 12 個包埋盒進料槽、一卷膠帶 (已安裝)、Epredia LabWriter software CD、操作指南、多功能電腦、數位掃描器		
PrintMate AS 150 包埋盒列印系統		A83800004
PrintMate AS 450 包埋盒列印系統		A83800005
PrintMate AS 900 包埋盒列印系統		A83800006

配件

收集系統 (包括電纜、4 個包埋盒托盤、輸出導向器)	A79510014
收集托盤 (4 個一盒)	A79510022
熱轉印帶, 5 卷一盒	A79510013
多功能觸控螢幕電腦	B81300033
數位掃描器 (線性/二維條碼讀取器)	B35310050
包埋盒進料槽 (ea)	A79510024

如欲瞭解更多資訊，請至 epredia.com

 Enhancing precision
cancer diagnostics