



组织处理创新性变革

Epredia Revos 组织脱水机

Epredia Syntri Safeguard 耗材



实验室工作效率的新视角



Revos

组织脱水机

实验室工作流程中的瓶颈会降低检测通量，延长从取材到诊断所需的时间并增加成本。

将 Epredia Revos™ 流程优化型组织脱水机与 Epredia Syntri Safeguard™ 耗材配合使用时，可以克服这些挑战。这一解决方案可缩短组织处理时间并减少组织损伤风险，而且不会降低处理质量。



快速脱水

独特的倾斜式反应缸可促进试剂的渗透，缩短组织处理时间，并可获得高质量的处理结果。



智能监控



仪器的智能试剂管理系统可跟踪和记录试剂的使用情况。它能记住加载的每个试剂桶，执行的每个方案和每次检修，从而可让各实验室更有效地使用试剂。

保护环境

Revos 仪器的双过滤系统和下吸式通风系统可过滤溶剂和福尔马林烟雾，从而保护实验室内的工作人员。

保护组织

为意外停电做好准备——板载电池备用系统可在三小时内保证样本的安全以及方案的有效性。

Syntri 技术

Syntri Safeguard 技术使仪器能够感知系统中 100% 处理用酒精的加载位置，并防止错误地补给。

实验室面临着提高处理速度、降低成本和避免错误的压力。Revos 组织脱水机和 Syntri Safeguard 耗材专为协同克服这些挑战而设计。





- 1 彩色触摸屏显示器
- 2 反应缸可容纳 300 个包埋盒
- 3 试剂储存柜
- 4 下吸式通风装置
- 5 活性炭和高锰酸钾过滤装置
- 6 USB 端口，便于下载数据

Epredia Revos 流程优化型组织脱水机

规格

尺寸 (深 x 宽 x 高)	580 mm x 850 mm x 1370 mm 23 in x 33.5 in x 54 in
重量：	• 仪器 = 165 kg / 364 lbs • 仪器 + 经典试剂 = 240 kg / 530 lbs
电源要求	• 100-240 V • 1300W / 110V = 11.8A, 1300W / 230V = 5.6
备用电池	最长 3 小时
认证	• IEC61010 第 3 版 • UL • CE
蒸馏仪数目	1
包埋盒容量	• 标准 300 • 巨块 42
酒精配置	6 桶
二甲苯/二甲苯替代品配置	3 桶
固定液配置	2 桶
方案数	10
数据连接	通过 RS232 端口的 LIMS 连接

订购信息

参考编号

仪器

Epredia Revos 组织脱水机	A84100001
Epredia Scientific Revos 组织脱水机 (中国电源线)	A84100002

过滤器

甲醛（高锰酸钾）过滤器；每包 6 个	B9990612CS
活性炭过滤器；每包 6 个	7411258

其他附件

下吸式抽气管适配器套件	A84110045
主通气系统管道适配器套件	A78410024
试剂桶 (5L)；每包 6 个	A78410026
废蜡缸；每包 5 个	8300



更智能的解决方案

患者检测结果的准确性通常取决于实验室制备过程是否恰当以及处理流程是否具有 consistency。

在与采用 Syntri Safeguard™ RFID 技术的 Syntri™ Service 和 Revos™ 试剂搭配使用时，Revos 仪器可跟踪和记录试剂的使用情况。它能记住加载的每个试剂桶、执行的每个方案和每次检修，从而有助于减少停机时间，并可提高试剂的使用效率。

Epredia Syntri Safeguard 试剂

说明	目录编号
Syntri Safeguard™ 10% 中性缓冲福尔马林，4 x 5 L	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™，4 x 5 L	6115SS
Syntri Safeguard 脱水剂 100%，4 x 5 L	6215SS
Syntri Safeguard 二甲苯，4 x 5 L	6615SS
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™ 3、4 x 5 L	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™ 100，4 x 5 L	8115SS
Syntri Safeguard 异丙醇，4 x 5 L	9517SS
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™，4 x 5 L	6764215SS
Shandon™ Syntri Safeguard™ 二甲苯替代品，4 x 5 L	6764515SS

Syntri Safeguard 耗材

4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
UNITED STATES
+1 (800) 522-7270

Revos 组织脱水机和设备

 Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
UNITED KINGDOM
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

详见 epredia.com

