



# Eine intelligente Lösung

## Syntri Safeguard

Oftmals hängt die Genauigkeit der Untersuchungsergebnisse von der richtigen Vorbereitung und der Zuverlässigkeit der Prozesse im gesamten Labor ab. In Kombination mit Syntri Service und Reagenzien mit Syntri Safeguard RFID-Technologie verfolgt und protokolliert der Revos Gewebeeinbettautomat den Reagenzienverbrauch. Er merkt sich jedes geladene Reagenz, jedes ausgeführte Protokoll und jeden durchgeführten Service. So werden Ausfallzeiten reduziert und eine effiziente Nutzung der Reagenzien ermöglicht.





Weitere Informationen zum Revos  
Gewebeeinbettautomaten erhalten  
Sie unter [epredia.com/revos](https://epredia.com/revos)

### Syntri Safeguard Verbrauchsmaterial

Beschreibung	Kat.- Nummer
Syntri Safeguard™ neutral gepuffertes Formalin (10 %), 4 x 5 l	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l	6115SS
Syntri Safeguard Dehydrierlösung (100 %), 4 x 5 l	6215SS
Syntri Safeguard Xylol, 4 x 5 l	6615SS
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™ 3, 4 x 5 l	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™ 100, 4 x 5 l	8115SS
Syntri Safeguard Isopropylalkohol, 4 x 5 l	9517SS
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l	6764215SS
Shandon™ Syntri Safeguard™ Xylol-Ersatz, 4 x 5 l	6764515SS

 Epredia  
 4481 Campus Drive  
 Kalamazoo, MI 49008  
 USA  
 +1 (800) 522-7270

Weitere Informationen unter [epredia.com](https://epredia.com)

 Enhancing precision  
 cancer diagnostics