



# よりスマートな ソリューション

## Syntri Safeguard

患者検査の正確さは、ラボ全体の処理における適切な準備と一貫性に依存します。Syntri Safeguard RFIDテクノロジーを搭載したSyntri Serviceおよび試薬と組み合わせると、Revosティッシュプロセッサは試薬の使用量を追跡・記録できます。装填されたボトル、実施されたプロトコル、実行されたサービスをすべて記憶し、ダウンタイムを短縮してラボの試薬使用の効率化を促進します。





Revos ティッシュプロセッサーの詳細については、  
[epredia.com/revos](https://epredia.com/revos)  
 をご覧ください。

### Syntri Safeguardの消耗品

品名	品番数
Syntri Safeguard™ 10%中性緩衝ホルマリン、4 x 5 L	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™、4 x 5 L	6115SS
Syntri Safeguard 脱水剤100%、4 x 5 L	6215SS
Syntri Safeguard™ キシレン、4 x 5 L	6615SS
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™ 3、4 x 5 L	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™ 100、4 x 5 L	8115SS
Syntri Safeguard イソプロピルアルコール、4 x 5 L	9517SS
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™、4 x 5 L	6764215SS
Shandon™ Syntri Safeguard™ 代替キシレン、4 x 5 L	6764515SS

 Epredia  
 4481 Campus Drive  
 Kalamazoo, MI 49008  
 UNITED STATES  
 +1 (800) 522-7270

本品の詳細については、[epredia.com](https://epredia.com)  
 をご覧ください。

© 2021 Epredia Group. 不許複製。記載されている商標は、特に明記されていない限り、Eprediaおよびその関連会社が所有しています。M43026 R012021

 Enhancing precision  
 cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICRON MENZEL-GLÄSER 